

SGS ESPAÑOLA DE CONTROL S.A. Unipersonal Laboratorio SEAFOOD (BUEU)

Dirección: Avenida Castiñeiras, Parcela 30 (Polígono Industrial Castiñeiras) 36939 Bueu (Pontevedra)

Norma de referencia: **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**

Actividad: **Ensayo**

Acreditación nº: **14/LE2778**

Fecha de entrada en vigor: 15/03/2023

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

(Rev. 6 fecha 17/07/2026)

Categoría 0 (Ensayos en las instalaciones del laboratorio)

Análisis mediante métodos basados en técnicas cromatográficas

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Moluscos bivalvos crudos y procesados	Ácido domoico mediante cromatografía líquida con detector de espectrometría de masas (CL-MS/MS) (≥ 4 mg/kg)	PE-S-918-LABE-39 Rev. 1 <i>Método interno</i>
	Toxinas lipofílicas mediante cromatografía líquida con detector de espectrometría de masas (CL-MS/MS) OA (≥ 40 μ g equiv. OA/kg) (*) DTX1 (≥ 40 μ g equiv. OA/kg) (*) DTX2 (≥ 24 μ g equiv. OA/kg) (*) PTX-1 (≥ 40 μ g equiv. OA/kg) (*) PTX-2 (≥ 40 μ g equiv. OA/kg) (*) AZA-1 (≥ 40 μ g equiv. AZA/kg) (*) AZA-2 (≥ 45 μ g equiv. AZA/kg) (*) AZA-3 (≥ 40 μ g equiv. AZA/kg) (*) YTX ($\geq 0,200$ mg equiv. YTX/kg) (*) Homo-YTX ($\geq 0,200$ mg equiv. YTX/kg) (*) 45-OH- YTX ($\geq 0,200$ mg equiv. YTX/kg) (*) 45-OH-Homo-YTX ($\geq 0,100$ mg equiv. YTX/kg) (*)	PE-S-918-LABE-27 <i>Método interno basado en EU-Harmonised SOP-LIPO-LC-MS/MS</i>

(*) Cálculo de los Equivalentes tóxicos según Factores Tóxicos Equivalentes (TEF) indicados en Scientific Opinion of the Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the European Commission on Marine Biotoxins in Shellfish – Summary on regulated marine biotoxins. The EFSA Journal (2009) 1306, 1-23



ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones internacionales de organismos de acreditación, ILAC e IAF (www.enac.es)

Código Validación Electrónica: 4qY0k27668895oiy7F

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.

Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Moluscos bivalvos crudos y/o procesados	Ácido domoico mediante cromatografía líquida con detector de series de diodos (CL-DAD) (≥ 4 mg/kg)	PE-S-918-LABE-31 <i>Método interno basado en EU-Harmonised SOP-ASP- HPLC-UV</i>

Análisis mediante métodos basados en técnicas microbiológicas.

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Alimentos	Detección de Salmonella spp. por PCR a tiempo real	PE-S-918-LABE-11 <i>Método interno basado en Thermo Scientific™ MicroSEQ™ Salmonella species PCR Assay</i>
Alimentos	Detección de <i>Listeria monocytogenes</i> por PCR a tiempo real	PE-S-918-LABE-22 <i>Método interno basado en Thermo Scientific™ SureTect™ Listeria monocytogenes PCR Assay</i>

Análisis mediante métodos basados en técnicas de aislamiento en medio de cultivo

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Alimentos Alimentos para mascotas Piensos Aguas de Proceso Hisopos	Recuento en placa (film) de microorganismos aerobios a 30°C	PE-S-918-LABE-06 <i>Método interno basado en Neogen® Petrifilm® Aerobic Count Plate.</i>
	Recuento en placa (film) de enterobacterias a 37 °C	PE-S-918-LABE-07 <i>Método interno basado en Neogen® Petrifilm® Enterobacteriaceae Count Plate</i>
	Recuento en placa (film) de estafilococos coagulasa positivo	PE-S-918-LABE-08 <i>Método interno basado en Neogen® Petrifilm® Staph Express System (STX).</i>
	Recuento en placa (film) de <i>Escherichia coli</i> β -glucuronidasa positivo	PE-S-918-LABE-36 <i>Método interno basado en Neogen® Petrifilm® Select E. coli Count (SEC) Plate.</i>
	Recuento en placa de <i>Listeria monocytogenes</i>	PE-S-918-LABE-38 <i>Método interno basado en Compass® Listeria Agar (Enumeración).</i>

Un método interno se considera que está basado en métodos normalizados cuando su validez y su adecuación al uso se han demostrado por referencia a dicho método normalizado y en ningún caso implica que ENAC considere que ambos métodos sean equivalentes. Para más información recomendamos consultar el Anexo I al CGA-ENAC-LEC.