

LABS & TECHNOLOGICAL SERVICES AGQ, S.L.

Dirección/Address: Ctra. A-8013, Km. 8,5; 41220 Burguillos (Sevilla)
Norma de referencia/Reference Standard: **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**
Actividad/Activity: Ensayo/Test
Acreditación/Accreditation nº: **305/LE1323**
Fecha de entrada en vigor/Coming into effect: 19/01/2007

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN/SCHEDULE OF ACCREDITATION

(Rev./Ed. 48 fecha/date 10/04/2026)

Instalaciones donde se llevan a cabo las actividades cubiertas por esta acreditación /

Locations where the activities covered by accreditation are performed:

Ctra. A-8013, Km. 8,5; 41220 Burguillos (Sevilla)
Av. de Andalucía, 15; 04617 Palomares (Almería)
Pol. Ind. Los Olivares, C. Mancha Real, Parc 38; 23009 Jaén

PROGRAMA DE ACREDITACIÓN: "ENSAYOS PARA EL CONTROL DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA" (NT-70.09)*:

ACCREDITATION PROGRAMME: "TEST FOR THE CONTROL OF ORGANIC PRODUCTION " (NT-70.09)*

- **Ensayos de residuos de plaguicidas para el control de la producción ecológica:**
Test residue of pesticides for the control of organic production
 - o Multi-residuos de plaguicidas mediante CG-MS/MS y LC-MS/MS / *Pesticides Multi-residue by CG-MS/MS and LC-MS/MS*
 - o Glifosato / *Glyphosate*
 - o Ácido fosfónico/ *Phosphonic acid*
 - o Clorato y perclorato / *Chlorate and perchlorate*
- **Ensayos de residuos de metales para el control de la producción ecológica:**
Test residue of metals for the control of organic production
 - o Cobre, Plomo, Cadmio / *Copper, Lead and Cadmium*

***Disponibles en la página web de ENAC**

*** Available on the ENAC website**

ENAC is signatory of the Multilateral Recognition Agreements established by the European and International organizations of Accreditation Bodies EA, ILAC and IAF. For more information www.enac.es

ENAC es signataria de los Acuerdos de Reconocimiento Multilateral establecidos por las organizaciones de Acreditación (EA, ILAC e IAF) internacionales. La validez de la acreditación puede confirmarse en www.enac.es

Código Validación Electrónica: 4gB0V5658r072860XT

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.

Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

Categoría 0 (Ensayos en el laboratorio permanente)

Category 0 (Tests performed at permanent laboratory)

INSTALACIÓN/Location BURGUILLOS (SEVILLA)

LABORATORIO MICROBIOLÓGICO/MICROBIOLOGIC LABORATORY

Análisis de alimentos mediante métodos basados en técnicas de aislamiento en medio de cultivo

Food analysis using methods based on isolation in culture techniques

PRODUCTO/ MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE
Alimentos <i>Food</i>	Recuento en placa de microorganismos aerobios a 30°C <i>Enumeration aerobic microorganisms at 30°C</i>	PE-407 <i>Método interno basado en In-house method based on UNE-EN ISO 4833-1</i>
	Recuento en placa de estafilococos coagulasa positivo <i>Enumeration staphylococci coagulase positive</i>	PE-417 <i>Método interno basado en In-house method based on UNE-EN ISO 6888-1</i>
	Recuento en placa de <i>Escherichia coli</i> β-glucuronidasa positivo <i>Enumeration Escherichia coli β-glucuronidase positive</i>	PE-410 <i>Método interno basado en In-house method based on ISO 16649-2</i>
	Detección de <i>Salmonella</i> spp. <i>Detection of Salmonella spp.</i>	PE-413 <i>Método interno basado en In-house method based on UNE-EN ISO 6579-1</i>
	Detección de <i>Listeria monocytogenes</i> <i>Detection of Listeria monocytogenes</i>	PE-428 <i>Método interno basado en In-house method based on COMPASS® Listeria Agar</i>

Análisis mediante métodos basados en técnicas de inmunofluorescencia automatizada (ELFA)

Analysis by immunofluorescence methods

PRODUCTO/ MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE
Alimentos <i>Food</i>	Detección de <i>Salmonella</i> spp. por inmunofluorescencia (ELFA) <i>Detection of Salmonella spp by immunofluorescence (ELFA)</i>	PE-467 <i>Método interno basado en In-house method based on VIDAS® Salmonella (SPT)</i>
	Detección de <i>Listeria monocytogenes</i> por inmunofluorescencia (ELFA) <i>Detection of Listeria monocytogenes by immunofluorescence (ELFA)</i>	PE-466 <i>Método interno basado en In-house method based on VIDAS® Listeria monocytogenes Xpress (LMX)</i>

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 4gB0V5658r072860XT

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.

Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

LABORATORIO INORGÁNICO/INORGANIC LABORATORY

Análisis mediante métodos basados en técnicas volumétricas y gravimétricas

Analysis by gravimetric and titrimetric methods

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>
Fertilizantes orgánicos <i>Organic fertilizers</i>	Humedad por gravimetría <i>Moisture by gravimetry</i>	PEC-022 <i>Método interno basado en In-house method based on BOE-A-1981-23562 ANEXO VIII Núm. 2</i>
	Materia orgánica total (carbono orgánico total) por calcinación y gravimetría <i>Total organic matter (total organic carbon) by calcination and gravimetry</i>	PEC-012 <i>Método interno basado en In-house method based on BOE-A-1982-1323 ANEXO VII Núm. 3 (a)</i>

Análisis mediante métodos basados en técnicas de espectroscopía molecular

Analysis by molecular spectroscopy methods

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>
Frutas y verduras <i>Fruits and vegetables</i>	Nitratos por espectrofotometría UV-VIS <i>Nitrates by UV-VIS spectrophotometry (≥300 mg/kg)</i>	PE-342 Rev. 12 <i>Método interno In-house method</i>

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 4gB0V5658r072860XT

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.

Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

Análisis mediante métodos basados en técnicas electroanalíticas
Analysis by electroanalytic methods

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>
Fertilizantes orgánicos Fertilizantes minerales Hojas <i>Organic fertilizers Mineral fertilizers Leaf</i>	Nitrógeno Total por conductividad térmica (método Dumas) <i>Nitrogen by thermal conductivity (Dumas method)</i>	PEC-034 <i>Método interno basado en In-house method based on UNE EN 13654-2</i>
Fertilizantes orgánicos <i>Organic fertilizers</i>	Relación C _{org} /N por cálculo <i>Ratio calculation of C_{org}/N</i>	PEC-041 Rev. 6 <i>Método interno In-house method</i>
Fertilizantes orgánicos Fertilizantes minerales <i>Organic fertilizers Mineral fertilizers</i>	pH por potenciometría <i>pH by potentiometry (2,0 – 12,0 unidades de/units of pH)</i>	PEC-001 <i>Método interno basado en In-house method based on UNE-ISO 10390</i>
Fertilizantes orgánicos <i>Organic fertilizers</i>	Conductividad <i>Conductivity (70 – 30000 µS/cm)</i>	PEC-002 <i>Método interno basado en In-house method based on UNE-EN 13038</i>

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 4gB0V5658r072860XT

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

Análisis mediante métodos basados en técnicas de espectrometría atómica
Analysis by atomic spectroscopy methods

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE
Frutas y verduras Zumos Carne y productos cárnicos Pescados y moluscos Aceites Leche y productos lácteos Cereales Legumbres Alimentos elaborados listos para el consumo <i>Fruits and vegetables Juice Meat and meat products Fish and mollusks Oils Milk and dairy products Cereals Legumes Ready to eat meals</i>	Elementos totales por espectrometría de masas asistida por plasma de acoplamiento inductivo (ICP/MS) <i>Total elements by inductively coupled plasma mass spectroscopy (ICP/MS)</i> <i>Zumos/Juice</i> Arsénico/Arsenic ($\geq 0,05$ mg/kg) Estaño/Tin (≥ 1 mg/kg) Cadmio/Cadmium ($\geq 0,002$ mg/kg) Plomo/Lead ($\geq 0,012$ mg/kg) Cromo/Chrome ($\geq 0,1$ mg/kg) Níquel/Nickel ($\geq 0,01$ mg/kg) <i>Frutas, verduras/Fruits, vegetables</i> Arsénico/Arsenic ($\geq 0,05$ mg/kg) Mercurio/Mercury ($\geq 0,005$ mg/kg) Cadmio/Cadmium ($\geq 0,005$ mg/kg) Estaño/Tin (≥ 1 mg/kg) Cobre/Copper (≥ 1 mg/kg) Plomo/Lead ($\geq 0,02$ mg/kg) Cromo/Chrome ($\geq 0,25$ mg/kg) Níquel/Nickel ($\geq 0,025$ mg/kg) <i>Carne y productos cárnicos/Meat and meat products</i> Cadmio/Cadmium ($\geq 0,01$ mg/kg) Mercurio/Mercury ($\geq 0,005$ mg/kg) Cobre/Copper (≥ 1 mg/kg) Plomo/Lead ($\geq 0,02$ mg/kg) Cromo/Chrome ($\geq 0,25$ mg/kg) Zinc/Zinc (≥ 1 mg/kg) Estaño/Tin (≥ 1 mg/kg) <i>Pescados y moluscos/Fish and mollusks</i> Arsénico/Arsenic ($\geq 0,05$ mg/kg) Mercurio/Mercury ($\geq 0,04$ mg/kg) Cadmio/Cadmium ($\geq 0,01$ mg/kg) Plomo/Lead ($\geq 0,04$ mg/kg) Cobre/Copper (≥ 1 mg/kg) Zinc/Zinc (≥ 1 mg/kg) Cromo/Chrome ($\geq 0,25$ mg/kg) <i>Aceites/Oils</i> Arsénico/Arsenic ($\geq 0,1$ mg/kg) Mercurio/Mercury ($\geq 0,1$ mg/kg) Cadmio/Cadmium ($\geq 0,1$ mg/kg) Plomo/Lead ($\geq 0,02$ mg/kg) <i>Leche y productos lácteos/Milk and dairy products</i> Cadmio/Cadmium ($\geq 0,002$ mg/kg) Plomo/Lead ($\geq 0,008$ mg/kg) <i>Cereales y sus harinas/Cereals and flour</i> Cadmio/Cadmium ($\geq 0,02$ mg/kg) Plomo/Lead ($\geq 0,04$ mg/kg) Mercurio/Mercury ($\geq 0,010$ mg/kg) Níquel/Nickel ($\geq 0,05$ mg/kg) <i>Legumbres/Legumes</i> Cadmio/Cadmium ($\geq 0,005$ mg/kg) Mercurio/Mercury ($\geq 0,005$ mg/kg) Cobre/Copper (≥ 2 mg/kg) Plomo/Lead ($\geq 0,04$ mg/kg) Níquel/Nickel ($\geq 0,4$ mg/kg) <i>Alimentos elaborados listos para el consumo / Ready to eat meals</i> Cadmio/Cadmium ($\geq 0,010$ mg/kg) Mercurio/Mercury ($\geq 0,005$ mg/kg) Plomo/Lead ($\geq 0,05$ mg/kg)	PE-324 <i>Método interno basado en In-house method based on AOAC 2013.06</i>

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 4gB0V5658r072860XT

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE
Hojas Fertilizantes orgánicos Fertilizantes minerales <i>Leaf</i> <i>Organic fertilizers</i> <i>Mineral fertilizers</i>	Elementos por espectrometría de emisión atómica (ICP/AES) <i>Elements by atomic emission spectrometry (ICP/AES)</i> <i>Hojas / Leaf</i> Azufre/Sulphur Boro/Boron Calcio/Calcium Cobre/Copper Fósforo/Phosphorus Hierro/Iron <i>Fertilizantes orgánicos/Organic fertilizers</i> Calcio/Calcium Fósforo/Phosphorus Magnesio/Magnesium <i>Fertilizantes minerales/Mineral fertilizers</i> Fósforo/Phosphorus Azufre/Sulphur Calcio/Calcium Magnesio/Magnesium Manganeso/Manganese Molibdeno/Molybdenum Potasio/Potassium Sodio/Sodium Zinc/Zinc	PEC-009 ESP Rev. 2 <i>Método interno</i> <i>In-house method</i>

LABORATORIO ORGÁNICO/ORGANIC LABORATORY

Análisis mediante métodos basados en técnicas cromatográficas
Analysis by chromatographic methods

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE
Pescados y mariscos Vinos <i>Fish and seafood</i> <i>Wine</i>	Histamina por cromatografía líquida con detector de espectrometría de masas (CL-MS/MS) <i>Hystamine by liquid chromatography mass spectrometry (LC-MS/MS)</i> (≥1 mg/l) Vinos/Wine (≥1 mg/kg) Pescados y mariscos/ <i>Fish and seafood</i>	PE-516 Rev. 9 <i>Método interno</i> <i>In-house method</i>

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 4gB0V5658r072860XT

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE
Alimentos elaborados a base de cereales Cereales Frutos secos Frutas desecadas Vinos <i>Processed cereal-based food</i> <i>Cereals</i> <i>Tree nuts</i> <i>Dried fruit</i> <i>Wine</i>	Aflatoxinas B1, B2, G1 y G2, Ocratoxina A, Deoxynivalenol, Fumonisin B1+B2, Toxinas HT-2+T-2 y Zearalenona por cromatografía líquida con detector de espectrometría de masas (LC-MS/MS) por cromatografía líquida con detector de espectrometría de masas (CL-MS/MS) <i>Aflatoxins B1, B2, G1 & G2, Ochratoxin A, Deoxynivalenol, Fumonisin B1+B2, HT2+T2 Toxins, and Zearalenone by liquid chromatography mass spectrometry (LC-MS/MS)</i> Alimentos elaborados a base de cereales, Cereales / <i>Processed cereal-based food, Cereals</i> Aflatoxina B1, B2, G1 G2 ($\geq 1 \mu\text{g/kg}$) Fumonisin B2 ($\geq 30 \mu\text{g/kg}$) <i>Aflatoxin B1 B2, G1, G2</i> Ocratoxina A ($\geq 1 \mu\text{g/kg}$) Toxina HT2, T2/ ($\geq 20 \mu\text{g/kg}$) <i>Ochratoxin A</i> Deoxynivalenol ($\geq 100 \mu\text{g/kg}$) Zearalenona / ($\geq 10 \mu\text{g/kg}$) <i>Deoxynivalenol</i> Fumonisin B1 ($\geq 100 \mu\text{g/kg}$) <i>Fumonisin B1</i> Vinos /<i>Wine</i> Aflatoxina B1, B2, G1 G2 ($\geq 1 \mu\text{g/kg}$) Fumonisin B2 ($\geq 30 \mu\text{g/kg}$) <i>Aflatoxin B1 B2, G1, G2</i> Ocratoxina A ($\geq 1 \mu\text{g/kg}$) Toxina HT2, T2/ ($\geq 100 \mu\text{g/kg}$) <i>Ochratoxin A</i> Deoxynivalenol ($\geq 100 \mu\text{g/kg}$) Zearalenona / ($\geq 10 \mu\text{g/kg}$) <i>Deoxynivalenol</i> Fumonisin B1 ($\geq 100 \mu\text{g/kg}$) <i>Fumonisin B1</i> Frutos secos, Frutas desecadas / <i>Nuts, Dried fruits</i> Aflatoxina B1, B2, G1 G2 ($\geq 1 \mu\text{g/kg}$) Fumonisin B2 ($\geq 15 \mu\text{g/kg}$) <i>Aflatoxin B1 B2, G1, G2</i> Ocratoxina A ($\geq 1 \mu\text{g/kg}$) Toxina HT2, T2/ ($\geq 50 \mu\text{g/kg}$) <i>Ochratoxin A</i> Deoxynivalenol ($\geq 50 \mu\text{g/kg}$) Zearalenona / ($\geq 5 \mu\text{g/kg}$) <i>Deoxynivalenol</i> Fumonisin B1 ($\geq 50 \mu\text{g/kg}$) <i>Fumonisin B1</i>	PE-505 <i>Método interno conforme a In-house method according to</i> <i>RCE 401/2006 y sus posteriores modificaciones</i> <i>RCE 401/2006 and its subsequent amendments</i>

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 4gB0V5658r072860XT

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic [aquí](#)

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR - PRODUCTS/MATERIALS TESTED					
Frutos		Fruits			
Hortalizas		Vegetables			
(LPE) ⁽¹⁾					
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO - STANDARD SPECIFICATIONS/TEST METHOD					
PE-674		Método interno conforme a /In-house method according to documento SANTE/11312/2021			
ENSAYO - TYPE OF TEST					
Residuos de plaguicidas por cromatografía de gases con detector de espectrometría de masas (GC-MS/MS)					
Pesticide residues by gas chromatography mass spectrometry (GC-MS/MS)					
2,4,6-Trichlorophenol	2,4,6-Trichlorophenol	Clorofensón	Chlorfenson	Etrimfos	Etrimfos
2,4,6-Trichloroanisole	2,4,6-Trichloroanisole	Clorotolurón	Chlorotoluron	Fenarimol	Fenarimol
2-fenilfenol	2-Phenylphenol	Clorpirifos	Chlorpyrifos	Fenazaquina	Fenazaquin
Acetocloro	Acetochlor	Clorpirifós-metilo	Chlorpyrifos-methyl	Fenclorfos	Fenchlorphos
Acrinatrina	Acrinathrin	Clorprofam	Chlorpropham	Fenclorfos Oxon	Fenchlorphos oxon
Alacloro	Alachlor	Clortal Dimetil	Chlorthal-dimethyl	Fenitrotión	Fenitrothion
Aldrín y Dieldrín	Aldrin y Dieldrin	Clozolinato	Chlozoline	Fempropatrina	Fenpropathrin
Ametryn	Ametryn	Cresoxim-metilo	Kresoxim-methyl	Fention	Fenthion
Atrazina	Atrazine	Deltametrin	Deltamethrin	Fention Oxon	Fenthion Oxon
Beflubutamida	Beflubutamid	Diazinón	Diazinon	Fentoato	Phenthoate
Benalaxil	Benalaxyl	Dichlofenthion	Dichlofenthion	Fenvalerato (incl. Esfenvalerato)	Fenvalerate (incl. Esfenvalerate)
Benfluralina	Benfluralin	Diclobenilo	Dichlobenil	Flucitrinato	Flucythrinate
Bifenazato	Bifenazate	Diclobutrazol	Diclobutrazol	Flumetralina	Flumetralin
Bifenilo	Biphenyl	Diclorán	Dicloran	Fluopicolide	Fluopicolide
Bifentrina	Bifenthrin	Difenilamina	Diphenylamine	Fluopiram	Fluopyram
Bitertanol	Bitertanol	Difenoconazol	Difenoconazole	Flurtamona	Flurtamone
Bromofós-etilo	Bromophos-ethyl	Diflufenicán	Diflufenican	Fonofos	Fonofos
Bromophos	Bromophos	Dimoxistrobina	Dimoxystrobin	Forato	Phorate
Bromopropilato	Bromopropylate	Diniconazol	Diniconazole	Fosalón	Phosalone
Bupirimato	Bupirimate	Disulfoton	Disulfoton	Furalaxyl	Furalaxyl
Carbophenothion	Carbophenothion	Disulfotonsulfona	Disulfoton-sulfone	Heptacloro (incl. Heptacloro-epóxido)	Heptachlor (incl. Heptachlor epoxide)
Chlormephos	Chlormephos	disulfotonsulfóxido	Disulfoton-sulfoxide	Heptenophos	Heptenophos
Ciflutrin	Cyfluthrin	Ditalimfos	Ditalimfos	Hexaclorobenceno	Hexachlorobenzene
Cinidón-etilo	Cinidon-ethyl	Endosulfan	Endosulfan	Hexaclorobutadiene	Hexachlorobutadiene
Cipermetrina	Cypermethrin	EPN	EPN	Hexaclorociclohexano (HCH) alfa	Hexachlorocyclohexane (HCH) alpha
Ciproconazol	Cyproconazole	EPTC	EPTC	Hexaclorociclohexano (HCH) beta	Hexachlorocyclohexane (HCH) beta
Ciprodinilo	Cyprodinil	Etalfluralina	Ethalfuralin	Hexaclorociclohexano (HCH) delta	Hexachlorocyclohexane (HCH) delta
Clorobenzilato+ Cloropropilato	Chlorobenzilate+ Chloropropylate	Etion	Ethion	Hexaclorociclohexano (HCH) epsilon	Hexachlorocyclohexane (HCH) epsilon
Clordano	Chlordane	Etofumesato	Ethofumesate	Hexaconazol	Hexaconazole
Clorfenvinfos	Chlorfenvinphos	Etoprofos	Ethoprophos	Iodofenfos	Iodofenphos

(1) "El Laboratorio dispone de una Lista Pública de Ensayo (LPE) a disposición del cliente, indicando las matrices concretas según se establece en la Nota Técnica 19 de ENAC". (1) "The Laboratory possesses a Public list of tests (LPE) available to customers, according to ENAC Technical Note 19"

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 4gB0V5658r072860XT

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.

Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR - PRODUCTS/MATERIALS TESTED					
Frutos		Fruits			
Hortalizas		Vegetables			
(LPE) ⁽¹⁾					
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO - STANDARD SPECIFICATIONS/TEST METHOD					
PE-674		Método interno conforme a /In-house method according to documento SANTE/11312/2021			
ENSAYO - TYPE OF TEST					
Residuos de plaguicidas por cromatografía de gases con detector de espectrometría de masas (GC-MS/MS)					
Pesticide residues by gas chromatography mass spectrometry (GC-MS/MS)					
Iprobenfos	Iprobenfos	p,p´-DDE	p,p´-DDE	Quinalfós	Quinalphos
Iprovalicarb	Iprovalicarb	Paraoxon	Paraoxon		
Isazofos	Isazofos	Paraoxón-metilo	Paraoxon-methyl	Quinomethionate	Chinomethionat
				Quintozene	Quintozene
Isofenphos	Isofenphos	Paratión	Parathion	(incl.pentachloro-aniline)	(incl.pentachloro-aniline)
Isofenphos-methyl	Isofenphos-methyl	Paratión-metilo	Parathion-methyl	Siltiofam	Silthiofam
Isoprothiolano	Isoprothiolane	Penconazol	Penconazole	Simacina	Simazine
Lambda-cihalotrina	Lambda-Cyhalothrin	Pendimetalina	Pendimethalin	Sulprofos	Sulprofos
Lindano	Lindane	Pentachloroanisole	Pentachloroanisole	Tau fluvalinato	Tau-Fluvalinate
Malaoxón	Malaoxon	Pentachlorobenzene	Pentachlorobenzene	Tebuconazol	Tebuconazole
Malatión	Malathion	Pentachlorophenol	Pentachlorophenol	Tebufenpirad	Tebufenpyrad
Mepronilo	Mepronil	Pentachlorobenzonitrile	Pentachlorobenzonitrile	Tecnaceno	Tecnazene
Metacrifós	Methacrifos	Permetrin	Permetrin	Teflutrina	Tefluthrin
Metalaxilo	Metalaxyl	Piperonyl butoxide	Piperonyl Butoxide	Terbacil	Terbacil
Metidatión	Methidathion	Pirazofos	Pyrazophos	Terbutilacina	Terbutylazine
Metribucina	Metribuzin	Piridabén	Pyridaben	Terbutryn	Terbutryn
Mevinfós	Mevinphos	Pyridaphenthion	Pyridaphenthion	Tetrachlorvinphos	Tetrachlorvinphos
Miclobutanil	Myclobutanil	Pyrifeno	Pyrifeno	Tetraconazol	Tetraconazole
Mirex	Mirex	Pirimetanil	Pyrimethanil	Tetradifón	Tetradifon
Molinato	Molinate	Pirimifos-metil	Pirimiphos-methyl	Tetramethrin	Tetramethrin
N,N-diethyl-m-toluamide (DEET)	N,N-diethyl-m-toluamide (DEET)	Pirimifos-ethyl	Pirimiphos-ethyl	Thiometon	Thiometon
Napropamida	Napropamide	Piriproxifén	Pyriproxyfen	Tolclofos metil	Tolclofos-methyl
Nitrofen	Nitrofen	Procimidona	Procymidone	Transfluthrin	Transfluthrin
Nuarimol	Nuarimol	Profenofós	Profenofos	Triadimefón	Triadimefon
o,p´-DDD	o,p´-DDD	Profluralin	Profluralin	Triallato	Tri-Allate
o,p´-DDE	o,p´-DDE	Prometryn	Prometryn	Trifluralina	Trifluralin
o,p´-DDT	o,p´-DDT	Propazine	Propazine	Vinclozolina	Vinclozolin
Ofurace	Ofurace	Propetamphos	Propetamphos		
Oxadixilo	Oxadixyl	Propizamida	Propyzamide		
Oxifluorfen	Oxyfluorfen	Prothiofos	Prothiofos		

(1)"El Laboratorio dispone de una Lista Pública de Ensayo (LPE) a disposición del cliente, indicando las matrices concretas según se establece en la Nota Técnica 19 de ENAC". (1)"The Laboratory possesses a Public list of tests (LPE) available to customers, according to ENAC Technical Note 19"

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR - PRODUCTS/MATERIALS TESTED					
Material vegetal (incluye hierbas aromáticas y hojas)			Plant Material (including aromatic herbs and leaf)		
Cereales			Cereals		
Legumbres			Legumes		
Frutos secos			Tree nuts		
Semillas oleaginosas			Oil seeds		
Aceites			Oils		
(LPE) ⁽¹⁾					
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO - STANDARD SPECIFICATIONS/TEST METHOD					
PE-674			Método interno conforme a/In-house method according to documento SANTE/11312/2021		
ENSAYO - TYPE OF TEST					
Residuos de plaguicidas por cromatografía de gases con detector de espectrometría de masas (GC-MS/MS)					
Pesticide residues by gas chromatography mass spectrometry (GC-MS/MS)					
2-fenilfenol	2-phenylphenol	Disulfotonsulfóxido	Disulfoton-sulfoxide	Pendimetalina	Pendimethalin
Acetocloro	Acetochlor	Endosulfan	Endosulfan	Pentachloroanisole	Pentachloroanisole
Acrinatrina	Acrinathrin	Etion	Ethion	Pentachlorobenzene	Pentachlorobenzene
Aldrín y Dieldrín	Aldrin and Dieldrin	Etofumesato	Ethofumesate	Permetrin	Permethrin
Atrazina	Atrazine	Etoprofos	Ethoprophos	Piperonyl butoxide	Piperonyl butoxide
Benalaxil	Benalaxyl	Fempropatrina	Fenpropathrin	Piridabén	Pyridaben
Benfluralina	Benfluralin	Fenarimol	Fenarimol	Pirifenox	Pyrifenox
Bifenazato	Bifenazate	Fenazaquina	Fenazaquin	Pirimetanil	Pyrimethanil
Bifenilo	Biphenyl	Fention	Fenthion	Pirimifos-etilo	Pirimiphos-ethyl
Bifentrina	Bifenthrin	Fentoato	Phenthoate	Pirimifos-metil	Pirimiphos-methyl
Bitertanol	Bitertanol	Fenvalerato (incl. Esfenvalerato)	Fenvalerate (incl. Esfenvalerate)	Piriproxifén	Pyriproxyfen
Bromophos	Bromophos	Flucitrinato	Flucythrinate	Procimidona	Procyimdone
Bromopropilato	Bromopropylate	Fonofos	Fonofos	Profenofós	Profenofos
Bupirimato	Bupirimate	Hexaclorobenceno	Hexachlorobenzene	Propizamida	Propyzamide
Carbofenotion	Carbophenothion	Iprovalicarb	Iprovalicarb	Protiofos	Prothiofos
Ciflutrin	Cyfluthrin	Isazofos	Isazofos	Quinalfós	Quinalphos
Cipermetrina	Cypermethrin	Isofenfos	Isofenphos	Quintozene (incl.pentachloro-aniline)	Quintozene (incl.pentachloro-aniline)
Ciproconazol	Cyproconazole	Isofenfos-metilo	Isofenphos-methyl	Simacina	Simazine
Ciprodinilo	Cyprodinil	Lambda-Cihalotrina	Lambda-Cyhalothrin	Tau fluvalinato	Tau-Fluvalinate
Clordano	Chlordane	Malatión	Malathion	Tebuconazol	Tebuconazole
Clorfenapir	Chlorfenapyr	Mepronilo	Mepronil	Tebufenpirad	Tebufenpyrad
Clorfenvinfós	Chlorfenvinphos	Metacrifós	Methacrifos	Tecnaceno	Tecnazene
Cloropropilato	Chloropropylate	Metalaxilo	Metalaxyl	Teflutrina	Tefluthrin
Clorpirifos	Chlorpyrifos	Metribucina	Metribuzin	Terbutilacina	Terbutylazine
Clorpirifós-metilo	Chlorpyrifos-methyl	Miclobutanil	Myclobutanyl	Terbutrina	Terbutryn
Clorprofam	Chlorpropham	Mirex	Mirex	Tetraconazol	Tetraconazole
Clortal dimetil	Chlorthal-dimethyl	Molinato	Molinate	Tetradifón	Tetradifon
Cresoxim-metilo	Kresoxim-methyl	Napropamida	Napropamide	Tetrametrina	Tetramethrin
Diazinón	Diazinon	Nuarimol	Nuarimol	Tiometon	Thiometon
Diclobenilo	Dichlobenil	o,p´-DDT	o,p´-DDT	Tolclofos metil	Tolclofos-methyl
Difenilamina	Diphenylamine	Ofurace	Ofurace	Transfluthrin	Transfluthrin
Difenoconazol	Difenoconazole	Oxadixilo	Oxadixyl	Triadimenol	Triadimenol
Diflufenicán	Diflufenican	p,p´-DDE	p,p´-DDE	Trifluralina	Trifluralin
Diniconazol	Diniconazole	p,p´-DDT	p,p´-DDT	Vinclozolina	Vinclozolin
Disulfoton	Disulfoton	Penconazol	Penconazole		

(1) "El Laboratorio dispone de una Lista Pública de Ensayo (LPE) a disposición del cliente, indicando las matrices concretas según se establece en la Nota Técnica 19 de ENAC". (1) "The Laboratory possesses a Public list of tests (LPE) available to customers, according to ENAC Technical Note 19"

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 4gB0V5658r072860XT

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.

Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic [aquí](#)

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR - PRODUCTS/MATERIALS TESTED					
Frutos		Fruits			
Hortalizas		Vegetables			
(LPE) ⁽¹⁾					
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO - STANDARD SPECIFICATIONS/TEST METHOD					
PE-674		Método interno conforme a/In-house method according to documento SANTE/11312/2021			
ENSAYO - TYPE OF TEST					
Residuos de plaguicidas por cromatografía líquida con detector de espectrometría de masas (LC-MS/MS)					
Pesticide residues by liquid chromatography mass spectrometry (LC-MS/MS)					
Acefato	Acephate	Carbendazina y Benomilo	Carbendazim and Benomyl	Cyenopyrafen	Cyenopyrafen
Acetamidrid	Acetamidrid	Carbetamida	Carbetamide	Demeton-S	Demeton-S
Acibenzolar-S-Metilo	Acibenzolar-S-Methyl	Carboxina	Carboxin	Demeton-S-methyl	Demeton-S-Methyl
Aldicarb (incl. A.sulfóxido y A.sulfona)	Aldicarb (incl. A.sulfoxide and A.sulfone)	Carfentrazona-etilo	Carfentrazone-ethyl	Demeton-S-metilsulfona	Demeton-S-methylsulfone
Ametoctradina	Ametoctradin	Chlorbromuron	Chlorbromuron	Desmedifam	Desmedipham
Aminocarb	Aminocarb	Chlorfluazuron	Chlorfluazuron	Desmetryn	Desmetryn
Azaconazole	Azaconazole	Chlorthiophos	Chlorthiophos	Dialifos	Dialifos
Azadiractina	Azadirachtin	Ciantraniliprol	Cyantraniliprole	Diclofop-metil	Diclofop-methyl
Azametifos	Azamethiphos	Ciazofamida	Cyazofamid	Diclorimid	Diclorimid
Azimsulfurón	Azimsulfuron	Ciclanilida	Cyclanilide	Diclorvos	Dichlorvos
Azinfós-etilo	Azinphos-ethyl	Cicloxidim	Cycloxydim	Dietofencarb	Diethofencarb
Azinfós-metilo	Azinphos-methyl	Ciflufenamida	Cyflufenamid	Diifubenzurón	Diifubenzuron
Azoxistrobina	Azoxystrobin	Ciflumetofeno	Cyflumetofen	Dimefuron	Dimefuron
Bendiocarb	Bendiocarb	Cihalofof-butilo	Cyhalofop-butyl	Dimetacloro	Dimethachlor
Bentazona	Bentazone	Cimoxanilo	Cymoxanil	Dimetenamida-P	Dimethenamid-P
Bentazone-methyl	Bentazone-methyl	Cletodim	Clethodim	Dimetoato	Dimethoate
Bentiavalicarbo-isopropilo	Benthiavalicarb-isopropyl	Clofentezina	Clofentezine	Dimetomorfo	Dimethomorph
Bixafeno	Bixafen	Clomazona	Clomazone	Dinotefuran	Dinotefuran
Boscalida	Boscalid	Clorantraniliprole	Chlorantraniliprole	Diurón	Diuron
Bromacil	Bromacil	Cloroxurón	Chloroxuron	DMST	DMST
Bromuconazol	Bromuconazole	Clorsulfurón	Chlorsulfuron	Dodemorf	Dodemorph
Buprofecina	Buprofezin	Cloruro de benzalconio (cloruros de alquilbenzildimetilamonio con cadenas alquílicas de una longitud de C8, C10, C12, C14, C16 y C18)	Didecildimethy lammonium chloride (alkyl-quaternary ammonium salts with alkyl chain lengths of C8, C10 and C12)	Dodina	Dodine
		Cloruro de didecildimetilamonio (sales de alquilamonio cuaternario, con cadenas alquílicas de una longitud de C8, C10 y C12)	Didecildimethylammonium chloride (alkyl-quaternary ammonium salts with alkyl chain lengths of C8, C10 and C12)		
Butachlor	Butachlor	Cloruro de didecildimetilamonio C14	Didecildimethylammonium chloride C14	Edifenphos	Edifenphos
Butocarboxim-sulfoxide	Butocarboxim-sulfoxide	Cloruro de didecildimetilamonio C14	Didecildimethylammonium chloride C14	Emamectina B1a	Emamectin B1a
Butoxycarboxim	Butoxycarboxim	Clotianidina	Clothianidin	Epoxiconazol	Epoxiconazole
Butralina	Butralin	Crimidine	Crimidine	Espinetoram	Spinetoram
Buturon	Buturon	Cumafós	Coumaphos	Espinosad	Spinosad
Cadusafos	Cadusafos	Cyanazine	Cyanazine	Espirodiclofeno	Spirodiclofen
Carbaril	Carbaryl	Cycloate	Cycloate	Espiromesifeno	Spiromesifen

(1) "El Laboratorio dispone de una Lista Pública de Ensayo (LPE) a disposición del cliente, indicando las matrices concretas según se establece en la Nota Técnica 19 de ENAC". (1) "The Laboratory possesses a Public list of tests (LPE) available to customers, according to ENAC Technical Note 19"

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 4gB0V5658r072860XT

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.

Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR - PRODUCTS/MATERIALS TESTED					
Frutos		Fruits			
Hortalizas (LPE) ⁽¹⁾		Vegetables			
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO - STANDARD SPECIFICATIONS/TEST METHOD					
PE-674		Método interno conforme a/In-house method according to documento SANTE/11312/2021			
ENSAYO - TYPE OF TEST					
Residuos de plaguicidas por cromatografía líquida con detector de espectrometría de masas (LC-MS/MS)					
Pesticide residues by liquid chromatography mass spectrometry (LC-MS/MS)					
Espirotetramat (incl. BYI08330-enol, BYI08330-ketohidroxi, BYI08330-monohidroxi y BYI08330 enol-glucoside)	Spirotetramat (incl. BYI08330-enol, BYI08330-ketohydroxy, BYI08330-monohydroxy, and BYI08330 enol-glucoside)	Florasulam	Florasulam	Hexitiazox	Hexythiazox
Espiroxamina	Spiroxamine	Fluacifop-P	Fluazifop-P	Imazalil	Imazalil
Ethaboxam	Ethaboxam	Fluacifop-Metil	Fluazifop-Methyl	Imidacloprid	Imidacloprid
Ethiofencarb	Ethiofencarb	Fluazifop-P-butyl	Fluazifop-P-butyl	Indaziflam	Indaziflam
Ethiofencarb sulfone	Ethiofencarb sulfone	Flubendiamida	Flubendiamide	Indoxacarbo	Indoxacarb
Ethiofencarb sulfoxide	Ethiofencarb Sulfoxide	Fludioxonilo	Fludioxonil	Ioxinil	Ioxynil
Ethiprole	Ethiprole	Flufenacet	Flufenacet	Isocarbophos	Isocarbophos
Etirimol	Ethirimol	Flufenoxurón	Flufenoxuron	Isoprocab	Isoprocab
Etofenprox	Etofenprox	Fluometurón	Fluometuron	Isoproturón	Isoproturon
Etoxazol	Etoazole	Fluoxastrobina	Fluoxastrobina	Isoxabén	Isoxaben
Famoxadona	Famoxadone	Fluquinconazol	Fluquinconazole	Isoxathion	Isoxathion
Fenamidona	Fenamidone	Fluroxypyr-meptyl	Fluroxypyr-meptyl	Lenacilo	Lenacil
Fenamifos (incl. F.sulfóxido y F.sulfona)	Fenamiphos (incl. F.sulfoxide and F.sulfone)	Flusilazol	Flusilazole	Linurón	Linuron
Fenbuconazol	Fenbuconazole	Flutolanil	Flutolanil	Lufenuron	Lufenuron
Fenhexamida	Fenhexamid	Flutriafol	Flutriafol	Mandipropamid	Mandipropamid
Fenmedifam	Phenmedipham	Fluxapiroxad	Fluxapyroxad	Matrine	Matrine
Fenobucarb	Fenobucarb	Foramsulfurón	Foramsulfuron	Mecarbam	Mecarbam
Fenoxicarb	Fenoxycarb	Forato Oxon	Phorate Oxon	Mepanipirima	Mepanipyrim
Fenpiclonil	Fenpiclonil	Forato Sulfona	Phorate Sulfone	Mesosulfurón metilo	Metsulfuron-methyl
Fenpirazamina	Fenpyrazamine	Forato Sulfóxido	Phorate Sulfoxide	Metabenzthiazurón	Methabenzthiazuron
Fenpiroximato	Fenpyroximate	Forclorfenurón	Forchlorfenuron	Metaflumizona	Metaflumizone
Fenpropidina	Fenpropidin	Formetanato	Formetanate	Metamidofós	Methamidophos
Fenpropimorfo	Fenpropimorph	Formotión	Formothion	Metamitrona	Metamitron
Fensulfothion	Fensulfothion	Fosmet Oxon	Phosmet Oxon	Metazacloro	Metazachlor
Fensulfothion-oxon	Fensulfothion-oxon	Fostiazato	Fosthiazate	Metconazol	Metconazole
Fensulfothion-sulfone	Fensulfothion-oxonsulfone	Halosulfuron Metil	Halosulfuron Methyl	Metiocarb	Methiocarb
Fention Sulfona	Fenthion sulfone			Metiocarb Sulfona	Methiocarb Sulfone
Fention sulfóxido	Fenthion sulfoxide	Haloxyfop-2-ethoxyethyl	Haloxyfop-2-ethoxyethyl	Metiocarb sulfóxido	Methiocarb Sulfoxide
Flamprop	Flamprop	Haloxyfop-methyl	Haloxyfop-methyl	Metobromuron	Metobromuron
Flazasulfurón	Flazasulfuron	Haloxyfop-R	Haloxyfop-R	Metolaclo	Metolachlor
Flonicamid	Flonicamid	Hexazinone	Hexazinone	Metolcarb	Metolcarb

(1) "El Laboratorio dispone de una Lista Pública de Ensayo (LPE) a disposición del cliente, indicando las matrices concretas según se establece en la Nota Técnica 19 de ENAC". (1) "The Laboratory possesses a Public list of tests (LPE) available to customers, according to ENAC Technical Note 19"

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 4gB0V5658r072860XT

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.

Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR - PRODUCTS/MATERIALS TESTED					
Frutos		Fruits			
Hortalizas (LPE) ⁽¹⁾		Vegetables			
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO - STANDARD SPECIFICATIONS/TEST METHOD					
PE-674		Método interno conforme a/In-house method according to documento SANTE/11312/2021			
ENSAYO - TYPE OF TEST					
Residuos de plaguicidas por cromatografía líquida con detector de espectrometría de masas (LC-MS/MS) Pesticide residues by liquid chromatography mass spectrometry (LC-MS/MS)					
Metomilo	Methomyl	Piraf-lufen-eto	Pyraflufen-ethyl	Tebufenocida	Tebufenozide
Methoprotryne	Methoprotryne	Pyridalyl	Pyridalyl	Teflubenzurón	Teflubenzurón
Metoxifenozida	Methoxyfenozide	Piridato	Pyridate	Tepraloxidim	Tepraloxydin
Metoxuron	Metoxuron	Pirimicarb	Pirimicarb	Terbufos	Terbufos
Metrafenona	Metrafenone	Pirimicarb-desmethyl	Pirimicarb-desmethyl	Terbufos sulfone	Terbufos sulfone
Monocrotofos	Monocrotophos	Pirimicarb-desmethyl-formamido	Pirimicarb-desmethyl-formamido	Terbufos-sulfoxide	Terbufos-sulfoxide
Monolinurón	Monolinuron	Procloraz	Prochloraz	Tiabendazol	Thiabendazole
Monurón	Monuron	Profam	Propham	Tiacloprid	Thiacloprid
Neburon	Neburon	Promecarb	Promecarb	Tiametoxam	Thiamethoxam
Nicosulfurón	Nicosulfuron	Propamocarb	Propamocarb	Tifensulfurón-metilo	Thifensulfuron-methyl
Nitenpyram	Nitenpyram	Propanil	Propanil	Tiobencarb	Thiobencarb
Norflurazon	Norflurazon	Propaquizafop	Propaquizafop	Thiocyclam	Thiocyclam
Novalurón	Novaluron	Propargita	Propargite	Tiodicarb	Thiodicarb
Ometoato	Omethoate	Propiconazol	Propiconazole	Tiofanato-metilo	Thiophanate-methyl
Oxadiargilo	Oxadiargyl	Propoxur	Propoxur	Tolfenpyrad	Tolfenpyrad
Oxadiazón	Oxadiazon	Proquinazid	Proquinazid	Tolilfluánida	Tolylfluanid
Oxasulfurón	Oxasulfuron	Prosulfocarb	Prosulfocarb	Triasulfurón	Triasulfuron
Oxatiapiprolina	Oxathiapiprolin	Prosulfurón	Prosulfuron	Triazofos	Triazophos
Oxicarboxina	Oxycarboxin	Prothioconazol	Prothioconazole	Triciclazol	Tricyclazole
Oxidemetón-metilo	Oxydemeton-methyl	Pyracarbolid	Pyracarbolid	Tridemorfo	Tridemorph
Óxido de Fenbutaestán	Fenbutatin oxide	Quinoxifeno	Quinoxifen	Trifloxistrobina	Trifloxystrobin
Oxymatrine	Oxymatrine	Quizalofop	Quizalofop-ethyl	Triflumizol	Triflumizole
Paclobutrazol	Paclobutrazol	Rotenona	Rotenone	Triticonazol	Triflumizole
Pencicurón	Pencycuron	Saflufenacil	Saflufenacil	Yodosulfurón metilo	Iodosulfuron-methyl
Penttiopirad	Penthiopyrad	Sebuthylazin	Sebuthylazin	Zoxamida	Zoxamide
Picolinafeno	Picolinafen	Setoxidim	Sethoxydim		
Picoxistrobina	Picoxystrobin	Sulcotriona	Sulcotrione		
Pimetrozina	Pymetrozine	Sulfosulfurón	Sulfosulfuron		
Pinoxaden	Pinoxaden	Sulfotep	Sulfotep		
Piraclostrobina	Pyraclostrobin	Sulfoxaflor	Sulfoxaflor		

(1) "El Laboratorio dispone de una Lista Pública de Ensayo (LPE) a disposición del cliente, indicando las matrices concretas según se establece en la Nota Técnica 19 de ENAC". (1) "The Laboratory possesses a Public list of tests (LPE) available to customers, according to ENAC Technical Note 19"

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 4gB0V5658r072860XT

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR - PRODUCTS/MATERIALS TESTED					
Material vegetal (incluye hierbas aromáticas y hojas)		Plant Material (including aromatic herbs and leaf)			
Cereales		Cereals			
Legumbres		Legumes			
Frutos secos		Tree nuts			
Semillas oleaginosas		Oil seeds			
Aceites		Oils			
(LPE) ⁽¹⁾					
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO - STANDARD SPECIFICATIONS/TEST METHOD					
PE-674		Método interno conforme a/In-house method according to documento SANTE/11312/2021			
ENSAYO - TYPE OF TEST					
Residuos de plaguicidas por cromatografía líquida con detector de espectrometría de masas (LC-MS/MS)					
Pesticide residues by liquid chromatography mass spectrometry (LC-MS/MS)					
Acetamiprid	Acetamiprid	Fenbuconazol	Fenbuconazole	Metrafenona	Metrafenone
Aldicarb (incl. A.sulfóxido y A.sulfona)	Aldicarb (incl. A.sulfoxide and A.sulfone)	Fenhexamida	Fenhexamid	Monocrotofós	Monocrotophos
Azoxistrobina	Azoxystrobin	Fenpiroximato	Fenpyroximate	Monolinurón	Monolinuron
Bendiocarb	Bendiocarb	Fenpropidina	Fenpropidin	Nitenpyram	Nitenpyram
Benthiavalicarbo-isopropilo	Benthiavalicarb-isopropyl	Fensulfotion	Fensulfothion	Novalurón	Novaluron
Boscalida	Boscalid	Flonicamid	Flonicamid	Ometoato	Omethoate
Bromuconazol	Bromuconazole	Fludioxonilo	Fludioxonil	Oxadiargilo	Oxadiargyl
Butoxicarboxim	Butoxycarboxim	Flufenacet	Flufenacet	Oxadiazón	Oxadiazon
Cadusafos	Cadusafos	Flufenoxurón	Flufenoxuron	Oxicarboxina	Oxycarboxin
Carbaril	Carbaryl	Fluometurón	Fluometuron	Oxidemetón-metilo	Oxydemeton-methyl
Ciazofamida	Cyazofamid	Fluquinconazol	Fluquinconazole	Paclobutrazol	Paclobutrazol
Cimoxanilo	Cymoxanil	Flusilazol	Flusilazole	Picoxistrobina	Picoxystrobin
Cletodim	Clethodim	Flutolanil	Flutolanil	Piraclostrobina	Pyraclostrobin
Clofentezina	Clofentezine	Flutriafol	Flutriafol	Profam	Propham
Clomazona	Clomazone	Forato sulfona	Phorate Sulfone	Propamocarb	Propamocarb
Clorantraniliprole	Chlorantraniliprole	Forato sulfóxido	Phorate sulfoxide	Propanil	Propanil
Clotianidina	Clothianidin	Fostiazato	Fosthiazate	Propaquizafop	Propaquizafop
Demeton-S-methyl	Demeton-S-methyl	Hexitiazox	Hexythiazox	Propiconazol	Propiconazole
Diclormid	Diclormid	Imazalil	Imazalil	Propoxur	Propoxur
Dietofencarb	Diethofencarb	Imidacloprid	Imidacloprid	Proquinazid	Proquinazid
Diflubenzurón	Diflubenzuron	Indoxacarb	Indoxacarb	Prosulfocarb	Prosulfocarb
Dimetoato	Dimethoate	Isocarbofos	Isocarbofos	Quinoxifeno	Quinoxifen
Dimetomorfo	Dimethomorph	Isoproturón	Isoproturon	Quizalofop	Quizalofop
Dodemorf	Dodemorph	Isoxabén	Isoxaben	Rotenona	Rotenone
Epoxiconazol	Epoxiconazole	Lenacilo	Lenacil	Spinosad	Spinosad
Espinetoram	Spinetoram	Linurón	Linuron	Sulfotep	Sulfotep
Espirodiclofeno	Spirodiclofen	Mandipropamid	Mandipropamid	Tebufenocida	Tebufenozide
Espiromesifeno	Spiromesifen	Mecarbam	Mecarbam	Terbufos	Terbufos
Espirotramat	Spirotetramat	Mepanipirima	Mepanipyrim	Tiabendazol	Thiabendazole
Espiroxamina	Spiroxamine	Metaflumizona	Metaflumizone	Tiacloprid	Thiacloprid
Ethiprole	Ethiprole	Metamitrona	Metamitron	Tiametoxam	Thiamethoxam
Etiofencarb	Ethiofencarb	Metazacloro	Metazachlor	Tridemorfo	Tridemorph
Etofenprox	Etofenprox	Metiocarb	Methiocarb	Trifloxistrobina	Trifloxystrobin
Etoxazol	Etoxazole	Metolacloro	Metolachlor	Triflumizol	Triflumizole
Famoxadona	Famoxadone	Metolcarb	Metolcarb	Zoxamida	Zoxamide
Fenamidona	Fenamidone	Metoxifenozida	Methoxyfenozide		
Fenamifos	Fenamiphos	Metoxuron	Metoxuron		

(1) "El Laboratorio dispone de una Lista Pública de Ensayo (LPE) a disposición del cliente, indicando las matrices concretas según se establece en la Nota Técnica 19 de ENAC". (1) "The Laboratory possesses a Public list of tests (LPE) available to customers, according to ENAC Technical Note 19"

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 4gB0V5658r072860XT

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.

Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR - PRODUCTS/MATERIALS TESTED					
Aceitunas en salmuera			Olives in brine		
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO - STANDARD SPECIFICATIONS/TEST METHOD					
PE-674			Método interno conforme a/In-house method according to documento SANTE/11312/2021		
ENSAYO - TYPE OF TEST					
Residuos de plaguicidas por cromatografía líquida con detector de espectrometría de masas (GC-MS/MS) Pesticide residues by liquid chromatography mass spectrometry (GC-MS/MS) (≥ 0,01 mg/Kg)					
2,4,6-Tricloroanisol	2-4-6-Trichloroanisole	Clorofensón	Chlorfenson	Etrimfos	Etrimfos
2,4,6-Trichlorophenol	2,4,6-Trichlorophenol	Clorfenvinfós	Chlorfenvinphos	Fenarimol	Fenarimol
2-fenilfenol	2-Phenylphenol	Chlormephos	Chlormephos	Fenazaquina	Fenazaquin
Acetocloro	Acetochlor	Clorpirifos	Chlorpyrifos	Fenitrotión	Fenitrothion
Alacloro	Alachlor	Clorpirifós-metilo	Chlorpyrifos-methyl	Fenpropathrin	Fenpropathrin
Ametryn	Ametryn	Clorprofam	Chlorpropham	Fenson (fenizon)	Fenson (fenizon)
Atrazina	Atrazine	Clortal Dimetil	Chlorthal-dimethyl	Fention	Fenthion
Atrazine-desethyl	Atrazine-desethyl	Cresoxim-metilo	Kresoxim-methyl	Fentoato	Phenthoate
Beflubutamida	Beflubutamid	Diazinón	Diazinon	Fenvalerato (incl. Esfenvalerato)	Fenvalerate (incl. Esfenvalerate)
Benalaxil	Benalaxyl	Diclobenilo	Dichlobenil	Flucitrinato	Flucythrinate
Benfluralina	Benfluralin	Diclobutrazol	Diclobutrazol	Flumetralin	Flumetralin
Bifenazato	Bifenazate	Dichlofenthion	Dichlofenthion	Fluopicolide	Fluopicolide
Bifenilo	Biphenyl	Diclorán	Dicloran	Fluopyram	Fluopyram
Bitertanol	Bitertanol	Aldrin y Dieldrin	Aldrin and Dieldrin	Flurtamona	Flurtamone
Bromofós-etilo	Bromophos-ethyl	Difenilamina	Diphenylamine	Fonofos	Fonofos
Bromophos	Bromophos	Difenoconazol	Difenoconazole	Furalaxyl	Furalaxyl
Bromopropilato	Bromopropylate	Diflufenicán	Diflufenican	Heptacloro (incl. Heptacloro-epóxido)	Heptachlor
Carbophenothion	Carbophenothion	Dimoxistrobina	Dimoxystrobin	Heptenophos	Heptenophos
Cinidón-etilo	Cinidon-ethyl	Diniconazol	Diniconazole	Hexaclorobenceno	Hexachlorobenzene
Ciproconazol	Cyproconazole	Disulfoton	Disulfoton	Hexachlorobutadiene	Hexachlorobutadiene
Ciprodinilo	Cyprodinil	Ditalimfos	Ditalimfos	Hexaconazol	Hexaconazole
Clorobenzilato+	Chlorobenzilate+	Etion	Ethion	Iodofenfos	Iodofenfos
Cloropropilato	Chloropropylate				
Clordano	Chlordane	Etofumesato	Ethofumesate	Iprobenfos	Iprobenfos
Clorfenapir	Chlorfenapyr	Etoprofos	Ethoprophos	Iprovalicarb	Iprovalicarb

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 4gB0V5658r072860XT

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.

Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic [aquí](#)

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR - PRODUCTS/MATERIALS TESTED					
Aceitunas en salmuera		Olives in brine			
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO - STANDARD SPECIFICATIONS/TEST METHOD					
PE-674		Método interno conforme a/In-house method according to documento SANTE/11312/2021			
ENSAYO - TYPE OF TEST					
Residuos de plaguicidas por cromatografía líquida con detector de espectrometría de masas (GC-MS/MS) Pesticide residues by liquid chromatography mass spectrometry (GC-MS/MS) (≥ 0,01 mg/Kg)					
Isazofos	Isazofos	Pentachlorobenzonitrile	Pentachlorobenzonitrile	Sulprofos	Sulprofos
Isofenphos	Isofenphos	Pentachlorophenol	Pentachlorophenol	Tebuconazol	Tebuconazole
Isofenphos-methyl	Isofenphos-methyl	Permetrin	Permetrin	Tebufenpirad	Tebufenpyrad
Isoprothiolano	Isoprothiolane	Piperonyl butoxide	Piperonyl Butoxide	Tecnaceno	Tecnazene
Lindano	Lindane	Pirazofos	Pyrazophos	Teflutrina	Tefluthrin
Malatión	Malathion	Piridabén	Pyridaben	Terbutilacina	Terbutylazine
Mefenpyr-diethyl	Mefenpyr-diethyl	Pirimetanil	Pyrimethanil	Terbutryn	Terbutryn
Mepronilo	Mepronil	Pirimiphos-ethyl	Pirimiphos-ethyl	Tetraconazol	Tetraconazole
Metacrifós	Methacrifos	Pirimifos-metil	Pirimiphos-methyl	Tetradifón	Tetradifon
Metalaxilo	Metalaxyl	Piriproxifén	Pyriproxyfen	Tetramethrin	Tetramethrin
Mevinfós	Mevinphos	p,p´-DDD+ o,p´-DDT	p,p´-DDD+ o,p´-DDT	Tetrasul	Tetrasul
Miclobutanil	Myclobutanyl	p,p´-DDE	p,p´-DDE	Tolclofos metil	Tolclofos-methyl
Mirex	Mirex	Procimidona	Procymidone	Transfluthrin	Transfluthrin
Molinato	Molinate	Profluralin	Profluralin	Triadimefón	Triadimefon
Napropamida	Napropamide	Prometryn	Prometryn	Triadimenol	Triadimenol
Nitrofen	Nitrofen	Propacloro	Propachlor	Triallato	Tri-Allate
Nitrotal-isopropil	Nitrotal-isopropil	Propazine	Propazine	Triamiphos	Triamiphos
N,N-diethyl-m-toluamide (DEET)	N,N-diethyl-m-toluamide (DEET)	Propetamphos	Propetamphos	Trifluralina	Trifluralin
Nuarimol	Nuarimol	Propizamida	Propyzamide	Uniconazole	Uniconazole
Paratión-metilo	Parathion-methyl	Prothiofos	Prothiofos	Vinclozolina	Vinclozolin
Penconazol	Penconazole	Pyrifenox	Pyrifenox		
Pendimetalina	Pendimethalin	Quinalfós	Quinalphos		
Pentachloroanisole	Pentachloroanisole	Quintozene (incl.pentachloro-aniline)	Quintozene (incl.pentachloro-aniline)		
Pentachlorobenzene	Pentachlorobenzene	Siltiofam	Silthiofam		

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 4gB0V5658r072860XT

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic [aquí](#)

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR - PRODUCTS/MATERIALS TESTED					
Aceitunas en salmuera		Olives in brine			
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO - STANDARD SPECIFICATIONS/TEST METHOD					
PE-674		Método interno conforme a/In-house method according to documento SANTE/11312/2021			
ENSAYO - TYPE OF TEST					
Residuos de plaguicidas por cromatografía líquida con detector de espectrometría de masas (LC-MS/MS) Pesticide residues by liquid chromatography mass spectrometry (LC-MS/MS) (≥ 0,01 mg/Kg)					
Acetamiprid	Acetamiprid	Chlorfluazuron	Chlorfluazuron	Dimetenamida-P	Dimethenamid-P
Acibenzolar-S-Metilo	Acibenzolar-S-Methyl	Ciantraniliprol	Cyantraniliprole	Dimetoato	Dimethoate
Aldicarb (incl. A.sulfóxido y A.sulfona)	Aldicarb (incl. A.sulfoxide and A.sulfone)	Ciazofamida	Cyazofamid	Diurón	Diuron
Ametoctradina	Ametoctradin	Ciflufenamida	Cyflufenamid	DMST	DMST
Aminocarb	Aminocarb	Ciflumetofeno	Cyflumetofen	DNOC	DNOC
Azametifos	Azamethiphos	Cletodim	Clethodim	Edifenphos	Edifenphos
Azimsulfurón	Azimsulfuron	Clofentezina	Clofentezine	Emamectina B1a	Emamectin B1a
Azinfós-etilo	Azinphos-ethyl	Clomazona	Clomazone	Epoxiconazol	Epoxiconazole
Azinfós-metilo	Azinphos-methyl	Clorantraniliprole	Chlorantraniliprole	Espirodiclofeno	Spirodiclofen
Azoxistrobina	Azoxystrobin	Cloridazona	Chloridazon	Espiromesifeno	Spiromesifen
				Espirotetramat (incl. BYI08330-enol, BYI08330-ketohidroxi, BYI08330-monohidroxi y BYI08330 enol-glucoside)	Spirotetramat (incl. BYI08330-enol, BYI08330-ketohydroxy, BYI08330-monohydroxy, and BYI08330 enol-glucoside)
Bendiocarb	Bendiocarb	Cloroxurón	Chloroxuron		
Bentiavalicarbo-isopropilo	Benthiavalicarb-isopropyl	Clorsulfurón	Chlorsulfuron	Ethaboxam	Ethaboxam
Bixafeno	Bixafen	Crimidine	Crimidine	Ethiofencarb	Ethiofencarb
Boscalida	Boscalid	Cumafós	Coumaphos	Ethiofencarb sulfone	Ethiofencarb sulfone
Bromacil	Bromacil	Cyanazine	Cyanazine	Ethiofencarb sulfoxide	Ethiofencarb Sulfoxide
Bromuconazol	Bromuconazole	Cycloate	Cycloate	Ethiprole	Ethiprole
Buprofecina	Buprofezin	Cyenopirafen	Cyenopirafen	Etoxazol	Etoxazole
Butachlor	Butachlor	Demeton-S-Sulfoxide	Demeton-S-Sulfoxide	Famoxadona	Famoxadone
Butocarboxim-sulfoxide	Butocarboxim-sulfoxide	Demeton-S-methyl	Demeton-S-Methyl	Fenamidona	Fenamidone
Butoxycarboxim	Butoxycarboxim	Desmedifam	Desmedipham	Fenamifos (incl. F.sulfóxido y F.sulfona)	Fenamiphos (incl. F.sulfoxide and F.sulfone)
Butralina	Butralin	Dialifos	Dialifos	Fenbuconazol	Fenbuconazole
Buturon	Buturon	Dichlofluanid	Dichlofluanid	Fenhexamida	Fenhexamid
Cadusafos	Cadusafos	Diclofop-metil	Diclofop-methyl	Fenmedifam	Phenmedipham
Carbaril	Carbaryl	Diclormid	Diclormid	Fenobucarb	Fenobucarb
Carbendazina y Benomilo	Carbendazim and Benomyl	Diclorvos	Dichlorvos	Fenoxicarb	Fenoxycarb
Carbetamida	Carbetamide	Dietofencarb	Diethofencarb	Fenpiclonil	Fenpiclonil
Carboxina	Carboxin	Diflubenzurón	Diflubenzuron	Fenpirazamina	Fenpyrazamine
Carfentrazona-etilo	Carfentrazone-ethyl	Dimefuron	Dimefuron	Fenpiroximato	Fenpyroximate
Chlorbromuron	Chlorbromuron	Dimetacloro	Dimethachlor	Fenpropimorfo	Fenpropimorph

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 4gB0V5658r072860XT

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.

Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic [aquí](#)

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR - PRODUCTS/MATERIALS TESTED					
Aceitunas en salmuera			Olives in brine		
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO - STANDARD SPECIFICATIONS/TEST METHOD					
PE-674			Método interno conforme a/In-house method according to documento SANTE/11312/2021		
ENSAYO - TYPE OF TEST					
Residuos de plaguicidas por cromatografía líquida con detector de espectrometría de masas (LC-MS/MS) Pesticide residues by liquid chromatography mass spectrometry (LC-MS/MS) (≥ 0,01 mg/Kg)					
Fensulfothion	Fensulfothion	Forato Oxon	Phorate Oxon	Linurón	Linuron
Fensulfothion-oxon	Fensulfothion-oxon	Forato Oxon Sulfona	Phorate Oxon Sulfone	Mecarbam	Mecarbam
Fensulfothion-oxonsulfone	Fenthion oxon-sulfone	Forato Oxon Sulfóxido	Phorate Oxon Sulfoxide	Mepanipirima	Mepanipyrim
Fensulfothion-sulfone	Fensulfothion-sulfone	Forato Sulfona	Phorate Sulfone	Mesosulfurónmetilo	Mesosulfuron-methyl
Fenthion oxon-sulfóxido	Fenthion oxon-sulfoxides	Forato Sulfóxido	Phorate Sulfoxide	Metabenzthiazurón	Methabenzthiazuron
Fenthion Sulfona	Fenthion Sulfone	Forclorfenurón	Forchlorfenuron	Metaflumizona	Metaflumizone
Fenthion sulfóxido	Fenthion sulfoxides	Formetanato	Formetanate	Metamitrona	Metamitron
Fenuron	Fenuron	Formotión	Formothion	Metazacloro	Metazachlor
Fipronil	Fipronil	Fosfamidón	Phosphamidon	Metconazol	Metconazole
Fipronil Sulfide	Fipronil Sulfide	Fosmet	Phosmet	Metiocarb	Methiocarb
Fipronil sulfona	Fipronil Sulfone	Fosmet Oxon	Phosmet Oxon	Metiocarb Sulfona	Methiocarb Sulfone
Flazasulfurón	Flazasulfuron	Fostiazato	Fosthiazate	Metobromuron	Metobromuron
Flonicamid	Flonicamid	Foxim	Phoxim	Metolaclo	Metolachlor
Florasulam	Florasulam	Fuberidazol	Fuberidazole	Metomilo	Methomyl
Fluazifop Methyl	Fluazifop Methyl	Haloxifop-2-ethoxyethyl	Haloxifop-2-ethoxyethyl	Metoxifenozida	Methoxyfenozide
Fluazifop-P-butyl	Fluazifop-P-Butyl	Haloxifop-methyl	Haloxifop-methyl	Metrafenona	Metrafenone
Flubendiamida	Flubendiamide	Haloxifop-R	Haloxifop-R	Metsulfurón metilo	Metsulfuron-methyl
Fludioxonilo	Fludioxonil	Hexazinone	Hexazinone	Monocrotofós	Monocrotophos
Flufenacet	Flufenacet	Hexitiazox	Hexythiazox	Monolinurón	Monolinuron
Flufenoxurón	Flufenoxuron	Imazalil	Imazalil	Monurón	Monuron
Flumioxazina	Flumioxazine	Imidacloprid	Imidacloprid	Neburon	Neburon
Fluometurón	Fluometuron	Indoxacarbo	Indoxacarb	Norflurazon	Norflurazon
Flupiradifurona	Flupyradifurone	Ioxinil	Ioxynil	Oxadiargilo	Oxadiargyl
Fluquinconazol	Fluquinconazole	Isocarbophos	Isocarbophos	Oxadiazón	Oxadiazon
Fluroxypyr-meptyl	Fluroxypyr-meptyl	Isoproc carb	Isoproc carb	Oxasulfurón	Oxasulfuron
Flusilazol	Flusilazole	Isoproturón	Isoproturon	Oxatiapiprolina	Oxathiapiprolin
Flutolanil	Flutolanil	Isoxabén	Isoxaben	Oxicarboxina	Oxycarboxin
Flutriafol	Flutriafol	Isoxathion	Isoxathion	Paclobutrazol	Paclobutrazol
Fluxapiroxad	Fluxapyroxad	Lenacilo	Lenacil	Pencicurón	Pencycuron

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 4gB0V5658r072860XT

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.

Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR - PRODUCTS/MATERIALS TESTED					
Aceitunas en salmuera			Olives in brine		
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO - STANDARD SPECIFICATIONS/TEST METHOD					
PE-674			Método interno conforme a/In-house method according to documento SANTE/11312/2021		
ENSAYO - TYPE OF TEST					
Residuos de plaguicidas por cromatografía líquida con detector de espectrometría de masas (LC-MS/MS) Pesticide residues by liquid chromatography mass spectrometry (LC-MS/MS) (≥ 0,01 mg/Kg)					
Penthiopirad	Penthiopirad	Rimsulfurón	Rimsulfuron	Tifensulfurón-metilo	Thifensulfuron-methyl
Picolinafeno	Picolinafen	Rotenona	Rotenone	Tiobencarb	Thiobencarb
Picoxistrobina	Picoxystrobin	Saflufenacil	Saflufenacil	Tiodicarb	Thiodicarb
Pinoxaden	Pinoxaden	Sebuthylazin	Sebuthylazin	Tiofanato-metilo	Thiophanate-methyl
Pyracarbolid	Pyracarbolid	Setoxidim	Sethoxydim	Tolfenpyrad	Tolfenpyrad
Piraclostrobina	Pyraclostrobin	Sulcotriona	Sulcotrione	Tolilfluanida	Tolylfluanid
Piraflufeno-etilo (incl. Piraflufeno)	Pyraflufen-ethyl (incl. Pyraflufen)	Sulfotep	Sulfotep	Triasulfurón	Triasulfuron
Piridato	Pyridate	Sulfoxaflor	Sulfoxaflor	Triazofos	Triazophos
Pirimicarb-desmethyl-formamido	Pirimicarb-desmethyl-formamido	Tebufenocida	Tebufenozide	Triciclazol	Tricyclazole
Procloraz	Prochloraz	Teflubenzurón	Teflubenzuron	Triclorfón	Trichlorfon
Profam	Propham	Tepraloxidim	Tepraloxymid	Trifloxistrobina	Trifloxystrobin
Promecarb	Promecarb	Terbufos	Terbufos	Triflumizol	Triflumizole
Propanil	Propanil	Terbufos sulfone	Terbufos sulfone	Triticonazol	Triticonazole
Propaquizafop	Propaquizafop	Terbufos-sulfoxide	Terbufos-sulfoxide	Vamidothion	Vamidothion
Propargita	Propargite	Thiofanox-sulfone	Thiofanox-sulfone	Yodosulfurón metilo	Iodosulfuron-methyl
Propiconazol	Propiconazole	Thiofanox-sulfoxide	Thiofanox-sulfoxide	Zoxamida	Zoxamide
Prosulfocarb	Prosulfocarb	Tiacloprid	Thiacloprid		
Protioconazol	Prothioconazole	Tiametoxam	Thiamethoxam		
Quizalofop	Quizalofop-ethyl	Thidiazuron	Thidiazuron		

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 4gB0V5658r072860XT

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR - PRODUCTS/MATERIALS TESTED					
Vino			Wine		
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO - STANDARD SPECIFICATIONS/TEST METHOD					
PE-674			Método interno conforme a/In-house method according to documento SANTE/11312/2021		
ENSAYO - TYPE OF TEST					
Residuos de plaguicidas por cromatografía de gases con detector de espectrometría de masas (GC-MS/MS)					
Pesticide residues by gas chromatography mass spectrometry (GC-MS/MS)					
(≥ 0,01 mg/Kg)					
Acetocloro	Acetochlor	Disulfoton	Disulfoton	Permetrin	Permethrin
Acrinatrina	Acrinathrin	Endosulfan	Endosulfan	Pirazofos	Pyrazophos
Alacloro	Alachlor	Etion	Ethion	Piridabén	Pyridaben
Aldrín y Dieldrín	Aldrin and Dieldrin	Etofumesato	Ethofumesate	Pirifenox	Pyrifeno
Atrazina	Atrazine	Etoprofos	Ethoprophos	Pirimetanol	Pyrimethanol
Benalaxil	Benalaxyl	Fenpropatrina	Fenpropathrin	Pirimifos-etilo	Pyrimiphos-ethyl
Benfluralina	Benfluralin	Fenitrotión	Fenitrothion	Pirimifos-metil	Pyrimiphos-methyl
Bifenazato	Bifenazate	Fention	Fenthion	Piriproxifén	Pyriproxifen
Bifenilo	Biphenyl	Fentoato	Phenthoate	Procimidona	Procymidone
Bifentrina	Bifenthrin	Fenvalerato (incl. Esfenvalerato)	Fenvalerate (incl. Esfenvalerate)	Profenofós	Profenofos
Bromofos	Bromophos	Flucitrinato	Flucythrinate	Propizamida	Propyzamide
Bromopropilato	Bromopropylate	Fonofos	Fonofos	Protiofos	Prothiofos
Carbofenotion	Carbophenothion	Hexaclorobenceno	Hexachlorobenzene	Quinalfós	Quinalphos
Ciflutrin	Cyfluthrin	Isazofos	Isazofos	Quintozene (incl. pentachloro-aniline)	Quintozene (incl. pentachloro-aniline)
Cipermetrina	Cypermethrin	Isofenfos	Isofenphos	Simacina	Simazine
Ciproconazol	Cyproconazole	Isofenfos-metilo	Isofenphos-methyl	Tau fluvalinato	Tau-Fluvalinate
Ciprodinilo	Cyprodinil	Lambda-Cihalotrina	Lambda-Cyhalothrin	Tebuconazol	Tebuconazole
Clordano	Chlordane	Malatión	Malathion	Tebufenpirad	Tebufenpyrad
Clorfenapir	Chlorfenapyr	Mepronilo	Mepronil	Tecnaceno	Tecnazene
Clorfenvinfós	Chlorfenvinphos	Metacrifós	Methacrifos	Teflutrina	Tefluthrin
Cloropropilato	Chloropropylate	Metalaxilo	Metalaxyl	Terbutilacina	Terbutylazine
Clorpirifos	Chlorpyrifos	Metribucina	Metribuzin	Terbutrina	Terbutryn
Clorpirifós-metilo	Chlorpyrifos-methyl	Mevinfós	Mevinphos	Tetraconazol	Tetraconazole
Clorprofam	Chlorpropham	Miclobutanil	Myclobutanil	Tetradifón	Tetradifon
Clortal dimetil	Chlorthal-dimethyl	Mirex	Mirex	Tiometon	Thiometon
Cresoxim-metilo	Kresoxim-methyl	Molinato	Molinate	Tolclofos metil	Tolclofos-methyl
DDT	DDT	Napropamida	Napropamide	Transflutrin	Transfluthrin
Diazinón	Diazinon	Nuarimol	Nuarimol	Trifluralina	Trifluralin
Diclobenilo	Dichlobenil	Ofurace	Ofurace	Vinclozolina	Vinclozolin
Dicofol	Dicofol	Oxadixilo	Oxadixyl		
Difenilamina	Diphenylamine	Paratión-metilo	Parathion-methyl		
Difenoconazol	Difenoconazole	Penconazol	Penconazole		
Diflufenicán	Diflufenican	Pentachloroanisole	Pentachloroanisole		
Diniconazol	Diniconazole	Pentachlorobenzene	Pentachlorobenzene		

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 4gB0V5658r072860XT

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.

Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR - PRODUCTS/MATERIALS TESTED

Vino

Wine

NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO - STANDARD SPECIFICATIONS/TEST METHOD

PE-674

Método interno conforme a/In-house method according to documento SANTE/11312/2021

ENSAYO - TYPE OF TEST

Residuos de plaguicidas por cromatografía líquida con detector de espectrometría de masas (LC-MS/MS)

Pesticide residues by liquid chromatography mass spectrometry (LC-MS/MS)

($\geq 0,01 \text{ mg/Kg}$)

Aldicarb	<i>Aldicarb</i>	Fenbuconazol	<i>Fenbuconazole</i>	Metolacloro	<i>Metolachlor</i>
Azoxistrobina	<i>Azoxystrobin</i>	Fenpiroximato	<i>Fenpyroximate</i>	Metolcarb	<i>Metolcarb</i>
Bendiocarb	<i>Bendiocarb</i>	Fenpropidina	<i>Fenpropidin</i>	Metoxifenozida	<i>Methoxyfenozide</i>
Benthiavalicarbo- isopropilo	<i>Benthiavalicarb- isopropyl</i>	Fensulfotión	<i>Fensulfothion</i>	Metrafenona	<i>Metrafenone</i>
Boscalida	<i>Boscalid</i>	Flufenacet	<i>Flufenacet</i>	Monolinurón	<i>Monolinuron</i>
Bromuconazol	<i>Bromuconazole</i>	Flufenoxurón	<i>Flufenoxuron</i>	Novalurón	<i>Novaluron</i>
Cadusafos	<i>Cadusafos</i>	Fluometurón	<i>Fluometuron</i>	Oxadiargilo	<i>Oxadiargyl</i>
Carbaril	<i>Carbaryl</i>	Fluquinconazol	<i>Fluquinconazole</i>	Paclobutrazol	<i>Paclobutrazol</i>
Ciazofamida	<i>Cyazofamid</i>	Flusilazol	<i>Flusilazole</i>	Picoxistrobina	<i>Picoxystrobin</i>
Cletodim	<i>Clethodim</i>	Flutriafol	<i>Flutriafol</i>	Piraclostrobina	<i>Pyraclostrobin</i>
Clofentezina	<i>Clofentezine</i>	Forato sulfona	<i>Phorate sulfone</i>	Profam	<i>Propham</i>
Clomazona	<i>Clomazone</i>	Forato sulfóxido	<i>Phorate sulfoxide</i>	Propanil	<i>Propanil</i>
Demeton-S-methyl	<i>Demeton-S-methyl</i>	Forclorfenurón	<i>Forchlorfenuron</i>	Propaquizafop	<i>Propaquizafop</i>
Diclormid	<i>Diclormid</i>	Fostiazato	<i>Fosthiazate</i>	Propiconazol	<i>Propiconazole</i>
Dietofencarb	<i>Diethofencarb</i>	Furatiocarb	<i>Furathiocarb</i>	Propoxur	<i>Propoxur</i>
Diflubenzurón	<i>Diflubenzuron</i>	Imazalil	<i>Imazalil</i>	Proquinazid	<i>Proquinazid</i>
Dimetomorfo	<i>Dimethomorph</i>	Imidacloprid	<i>Imidacloprid</i>	Prosulfocarb	<i>Prosulfocarb</i>
Dodemorf	<i>Dodemorph</i>	Indoxacarb	<i>Indoxacarb</i>	Quinoxifeno	<i>Quinoxifen</i>
Epoxiconazol	<i>Epoxiconazole</i>	Iscarbofos	<i>Iscarbophos</i>	Quizalofop	<i>Quizalofop</i>
Espinetoram	<i>Spinetoram</i>	Isoproturón	<i>Isoproturon</i>	Rotenona	<i>Rotenone</i>
Espiromesifeno	<i>Spiromesifen</i>	Isoxabén	<i>Isoxaben</i>	Spinosad	<i>Spinosad</i>
Espirotetramat	<i>Spirotetramat</i>	Lenacilo	<i>Lenacil</i>	Sulfotep	<i>Sulfotep</i>
Espiroxamina	<i>Spiroxamine</i>	Linurón	<i>Linuron</i>	Tebufenocida	<i>Tebufenozide</i>
Ethiprole	<i>Ethiprole</i>	Mandipropamid	<i>Mandipropamid</i>	Terbufos	<i>Terbufos</i>
Etiofencarb	<i>Ethiofencarb</i>	Mecarbam	<i>Mecarbam</i>	Tiodicarb	<i>Thiodicarb</i>
Etoxazol	<i>Etoxazole</i>	Mepanipirima	<i>Mepanipyrim</i>	Tridemorfo	<i>Tridemorph</i>
Famoxadona	<i>Famoxadone</i>	Metaflumizona	<i>Metaflumizone</i>	Trifloxistrobina	<i>Trifloxystrobin</i>
Fenamidona	<i>Fenamidone</i>	Metazacloro	<i>Metazachlor</i>	Triflumizol	<i>Triflumizole</i>
Fenamifos	<i>Fenamiphos</i>	Metiocarb	<i>Methiocarb</i>	Zoxamida	<i>Zoxamide</i>

withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 4gB0V5658r072860XT

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.

Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR - PRODUCTS/MATERIALS TESTED			
Frutos y Hortalizas con alto contenido en agua y alto contenido en acidez y agua (LPE) ⁽¹⁾		Fruits and vegetables with high water content and high acid and water content	
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO - STANDARD SPECIFICATIONS/TEST METHOD			
PE-6007		Método interno conforme a/In-house method according to EURL-SRM 43	
ENSAYO - TYPE OF TEST			
Residuos de herbicidas ácidos por cromatografía líquida con detector de espectrometría de masas (CL-MS/MS) Acid herbicide by Liquid Chromatography Mass Spectrometry (LC/MS-MS)			
2,4-D (suma de 2,4-D, sus sales, sus ésteres y sus conjugados)	2,4-D (sum of 2,4-D, its salts, its esters and its conjugates)	loxinil (suma de ioxinil, sus sales y sus ésteres)	loxynil (sum of loxynil, its salts and its esters)
Fluacifop-P (suma de todos los isómeros constituyentes de fluacifop, sus ésteres y sus conjugados)	Fluazifop-P (sum of all the constituent isomers of fluazifop, its esters and its conjugates)	MCPA y MCPB (MCPA, MCPB incluidas sus sales, ésteres y conjugados, expresados como MCPA)	MCPA and MCPB (MCPA, MCPB including their salts, esters and conjugates expressed as MCPA)
Haloxifop [suma de haloxifop y sus sales, ésteres y conjugados, expresada como haloxifop (suma de los isómeros R- y S- en cualquier proporción)]	Haloxyfop (Sum of haloxyfop, its esters, salts and conjugates expressed as haloxyfop (sum of the R- and S- isomers at any ratio))	Quizalofop [suma de quizalofop, sus sales, sus ésteres (incluido el propaquizafop) y sus conjugados, expresada como quizalofop (cualquier proporción de isómeros constituyentes)]	Quizalofop (sum of quizalofop, its salts, its esters (including propaquizafop) and its conjugates, expressed as quizalofop (any ratio of constituent isomers))

(1)"El Laboratorio dispone de una Lista Pública de Ensayo (LPE) a disposición del cliente, indicando las matrices concretas según se establece en la Nota Técnica 19 de ENAC". (1)"The Laboratory possesses a Public list of tests (LPE) available to customers, according to ENAC Technical Note 19"

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR - PRODUCTS/MATERIALS TESTED	
Frutos y Hortalizas con alto contenido en agua y alto contenido en ácido y agua. (LPE) ⁽¹⁾	
Fruits and vegetables with high water content and high acid and water content	
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO - STANDARD SPECIFICATIONS/TEST METHOD	
PE-620	
Método interno conforme a/In-house method according to QuPPE-PO-Method 4.1	
ENSAYO - TYPE OF TEST	
Cloromequat, Diquat, Mepiquat y Paraquat por cromatografía líquida con detector de espectrometría de masas (CL-MS/MS) <i>Chlormequat, Mepiquat, Diquat and Paraquat by Liquid Chromatography Mass Spectrometry (LC/MS-MS)</i>	

(1)"El Laboratorio dispone de una Lista Pública de Ensayo (LPE) a disposición del cliente, indicando las matrices concretas según se establece en la Nota Técnica 19 de ENAC". (1)"The Laboratory possesses a Public list of tests (LPE) available to customers, according to ENAC Technical Note 19"

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR - PRODUCTS/MATERIALS TESTED	
Frutos y Hortalizas con alto contenido en agua, alto contenido en acidez y agua y alto contenido en grasa y medio en agua (LPE) ⁽¹⁾	Fruits and vegetables with high water content, high acid content and water and high oil content and medium water content
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO - STANDARD SPECIFICATIONS/TEST METHOD	
PE-6006	Método interno conforme a/In-house method according to documento SANTE/11312/2021
ENSAYO - TYPE OF TEST	
Ditiocarbamatos por cromatografía de gases con detector de espectrometría de masas (GC-MS) Ditiocarbamates by Gas Chromatography Mass Spectrometry (CG-MS)	

(1)"El Laboratorio dispone de una Lista Pública de Ensayo (LPE) a disposición del cliente, indicando las matrices concretas según se establece en la Nota Técnica 19 de ENAC". (1)"The Laboratory possesses a Public list of tests (LPE) available to customers, according to ENAC Technical Note 19"

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR - PRODUCTS/MATERIALS TESTED	
Frutos y Hortalizas con alto contenido en agua, alto contenido en acidez y agua y alto contenido en grasa y medio en agua (LPE) ⁽¹⁾	Fruits and vegetables with high water content, high acid content and water and high oil content and medium water content
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO - STANDARD SPECIFICATIONS/TEST METHOD	
PE-6015	Método interno conforme a/In-house method according to QuPpe-PO-Method 1.6a y 1.7a.
ENSAYO - TYPE OF TEST	
Determinación de Pesticidas polares por cromatografía líquida con detector de espectrometría de masas (CL-MS/MS) Determination of Polar Pesticides by Liquid Chromatography Mass Spectrometry detection (LC/MS-MS)	
Clorato	Fosetil
Etefon	Perclorato
Clorate	Ácido Fosfónico (Suma de ácido fosfónico y sus sales, expresado como ácido fosfónico)
Ethephon	Phosphonic acid (sum of phosphonic acid and their salts, expressed as phosphonic acid)
	Perchlorate

(1)"El Laboratorio dispone de una Lista Pública de Ensayo (LPE) a disposición del cliente, indicando las matrices concretas según se establece en la Nota Técnica 19 de ENAC". (1)"The Laboratory possesses a Public list of tests (LPE) available to customers, according to ENAC Technical Note 19"

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 4gB0V5658r072860XT

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.

Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR - PRODUCTS/MATERIALS TESTED	
Frutos y vegetales con alto contenido en agua Cereales Legumbres (LPE) ⁽¹⁾	Fruits and vegetables with high water content Cereals Legumes
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO - STANDARD SPECIFICATIONS/TEST METHOD	
PE-681	Método interno conforme a /In-house method according to documento SANTE/11312/2021
ENSAYO - TYPE OF TEST	
Glifosato, Glufosinato y AMPA por cromatografía líquida con detector de espectrometría de masas (LC-MS/MS) Glyphosate, Glufosinate and AMPA by liquid chromatography mass spectrometry (LC/MS-MS)	

(1) "El Laboratorio dispone de una Lista Pública de Ensayo (LPE) a disposición del cliente, indicando las matrices concretas según se establece en la Nota Técnica 19 de ENAC". (1) "The Laboratory possesses a Public list of tests (LPE) available to customers, according to ENAC Technical Note 19"

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR - PRODUCTS/MATERIALS TESTED	
Frutos rojos	Berries
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO - STANDARD SPECIFICATIONS/TEST METHOD	
PE-674	Método interno conforme a /In-house method according to documento SANTE/11312/2021
ENSAYO - TYPE OF TEST	
Dodina y Fenbutatin óxido por cromatografía líquida con detector de espectrometría de masas (LC-MS/MS) Dodine and Fenbutatin oxide by liquid chromatography mass spectrometry (LC-MS/MS) (≥0,01 mg/kg)	

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR - PRODUCTS/MATERIALS TESTED	
Frutas de pepita	Pome fruits
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO - STANDARD SPECIFICATIONS/TEST METHOD	
PE-697	Método interno conforme a /In-house method according to documento SANTE/11312/2021
ENSAYO - TYPE OF TEST	
Ditianona por cromatografía líquida con detector de espectrometría de masas (LC-MS/MS) Ditianone by liquid chromatography mass spectrometry (LC-MS/MS) (≥0,01 mg/kg)	

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 4gB0V5658r072860XT

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.

Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

INSTALACIÓN/LOCATION PALOMARES (ALMERIA)

LABORATORIO ORGÁNICO/ORGANIC LABORATORY

Análisis mediante métodos basados en técnicas cromatográficas

Analysis by chromatographic methods

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR - PRODUCTS/MATERIALS TESTED					
Frutos		Fruits			
Hortalizas		Vegetables			
(LPE) ⁽¹⁾					
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO - STANDARD SPECIFICATIONS/TEST METHOD					
PE-674		Método interno conforme a /In-house method according to documento SANTE/11312/2021			
ENSAYO - TYPE OF TEST					
Residuos de plaguicidas por cromatografía de gases con detector de espectrometría de masas (GC-MS/MS)					
Pesticide residues by gas chromatography mass spectrometry (GC-MS/MS)					
2,4,6-Trichlorophenol	2,4,6-Trichlorophenol	Clorofensón	Chlorfenson	Etrimfos	Etrimfos
2,4,6-Trichloroanisole	2,4,6-Trichloroanisole	Clorotolurón	Chlorotoluron	Fenarimol	Fenarimol
2-fenilfenol	2-Phenylphenol	Clorpirifos	Chlorpyrifos	Fenazaquina	Fenazaquin
Acetocloro	Acetochlor	Clorpirifós-metilo	Chlorpyrifos-methyl	Fenclorfos	Fenchlorphos
Acrinatrina	Acrinathrin	Clorprofam	Chlorpropham	Fenclorfos Oxon	Fenchlorphos oxon
Alacloro	Alachlor	Clortal Dimetil	Chlorthal-dimethyl	Fenitrotión	Fenitrothion
Aldrín y Dieldrín	Aldrin y Dieldrin	Clozolinato	Chlozolinat	Fempropatrina	Fenpropathrin
Ametryn	Ametryn	Cresoxim-metilo	Kresoxim-methyl	Fention	Fenthion
Atrazina	Atrazine	Deltametrin	Deltamethrin	Fention Oxon	Fenthion Oxon
Beflubutamida	Beflubutamid	Diazinón	Diazinon	Fentoato	Phenthoate
Benalaxil	Benalaxyl	Dichlofenthion	Dichlofenthion	Fenvalerato (incl. Esfenvalerato)	Fenvalerate (incl. Esfenvalerate)
Benfluralina	Benfluralin	Diclobenilo	Dichlobenil	Flucitrinato	Flucythrinate
Bifenazato	Bifenazate	Diclobutrazol	Diclobutrazol	Flumetralina	Flumetralin
Bifenilo	Biphenyl	Diclorán	Dicloran	Fluopicolide	Fluopicolide
Bifentrina	Bifenthrin	Difenilamina	Diphenylamine	Fluopiram	Fluopyram
Bitertanol	Bitertanol	Difenoconazol	Difenoconazole	Flurtamona	Flurtamone
Bromofós-etilo	Bromophos-ethyl	Diifluenican	Diifluenican	Fonofos	Fonofos
Bromophos	Bromophos	Dimoxistrobina	Dimoxystrobin	Forato	Phorate
Bromopropilato	Bromopropylate	Diniconazol	Diniconazole	Fosalón	Phosalone
Bupirinato	Bupirimate	Disulfoton	Disulfoton	Furalaxyl	Furalaxyl
Carbophenothion	Carbophenothion	Disulfotonsulfona	Disulfoton-sulfone	Heptacloro (incl. Heptacloro-epóxido)	Heptachlor (incl. Heptachlor epoxide)
Chlormephos	Chlormephos	Disulfotonsulfóxido	Disulfoton-sulfoxide	Heptenophos	Heptenophos
Ciflutrin	Cyfluthrin	Ditalimfos	Ditalimfos	Hexaclorobenceno	Hexachlorobenzene
Cinidón-etilo	Cinidon-ethyl	Endosulfan	Endosulfan	Hexaclorobutadiene	Hexachlorobutadiene
Cipermetrina	Cypermethrin	EPN	EPN	Hexaclorociclohexano (HCH) alfa	Hexachlorocyclohexane (HCH) alpha
Ciproconazol	Cyproconazole	EPTC	EPTC	Hexaclorociclohexano (HCH) beta	Hexachlorocyclohexane (HCH) beta
Ciprodinilo	Cyprodinil	Etalfluralina	Ethalfluralin	Hexaclorociclohexano (HCH) delta	Hexachlorocyclohexane (HCH) delta
Clorobenzilato+ Cloropropilato	Chlorobenzilate+ Chloropropylate	Etion	Ethion	Hexaclorociclohexano (HCH) epsilon	Hexachlorocyclohexane (HCH) epsilon
Clordano	Chlordane	Etofumesato	Ethofumesate	Hexaconazol	Hexaconazole
Clorfenvinfos	Chlorfenvinphos	Etoprofos	Ethoprophos	Iodofenfos	Iodofenphos

(1) "El Laboratorio dispone de una Lista Pública de Ensayo (LPE) a disposición del cliente, indicando las matrices concretas según se establece en la Nota Técnica 19 de ENAC". (1) "The Laboratory possesses a Public list of tests (LPE) available to customers, according to ENAC Technical Note 19"

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 4gB0V5658r072860XT

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.

Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR - PRODUCTS/MATERIALS TESTED					
Frutos		Fruits			
Hortalizas		Vegetables			
(LPE) ⁽¹⁾					
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO - STANDARD SPECIFICATIONS/TEST METHOD					
PE-674		Método interno conforme a /In-house method according to documento SANTE/11312/2021			
ENSAYO - TYPE OF TEST					
Residuos de plaguicidas por cromatografía de gases con detector de espectrometría de masas (GC-MS/MS)					
Pesticide residues by gas chromatography mass spectrometry (GC-MS/MS)					
Iprobenfos	Iprobenfos	p,p´-DDE	p,p´-DDE	Quinalfós	Quinalphos
Iprovalicarb	Iprovalicarb	Paraoxon	Paraoxon	Quinomethionate	Chinomethionat
Isazofos	Isazofos	Paraoxón-metilo	Paraoxon-methyl	Quintozene	Quintozene
				(incl.pentachloro-aniline)	(incl.pentachloro-aniline)
Isofenphos	Isofenphos	Paratión	Parathion	Siltiofam	Silthiofam
Isofenphos-methyl	Isofenphos-methyl	Paratión-metilo	Parathion-methyl	Simacina	Simazine
Isoprotiolano	Isoprothiolane	Penconazol	Penconazole	Sulprofos	Sulprofos
Lambda-cihalotrina	Lambda-Cyhalothrin	Pendimetalina	Pendimethalin	Tau fluvalinato	Tau-Fluvalinate
Lindano	Lindane	Pentachloroanisole	Pentachloroanisole	Tebuconazol	Tebuconazole
Malaoxón	Malaoxon	Pentachlorobenzene	Pentachlorobenzene	Tebufenpirad	Tebufenpyrad
Malatión	Malathion	Pentachlorophenol	Pentachlorophenol	Tecnaceno	Tecnazene
Mepronilo	Mepronil	Pentachlorobenzonitrile	Pentachlorobenzonitrile	Teflutrina	Tefluthrin
Metacrifós	Methacrifos	Permetrin	Permetrin	Terbacil	Terbacil
Metalaxilo	Metalaxyl	Piperonyl butoxide	Piperonyl Butoxide	Terbutilacina	Terbutylazine
Metidatión	Methidathion	Pirazofos	Pyrazophos	Terbutryn	Terbutryn
Metribucina	Metribuzin	Piridabén	Pyridaben	Tetrachlorvinphos	Tetrachlorvinphos
Mevinfós	Mevinphos	Pyridaphenthion	Pyridaphenthion	Tetraconazol	Tetraconazole
Miclobutanil	Myclobutanyl	Pyrifenox	Pyrifenox	Tetradifón	Tetradifon
Mirex	Mirex	Pirimetanil	Pyrimethanil	Tetramethrin	Tetramethrin
Molinato	Molinate	Pirimifos-metil	Pirimiphos-methyl	Thiometon	Thiometon
N,N-diethyl-m-toluamide (DEET)	N,N-diethyl-m-toluamide (DEET)	Pirimiphos-ethyl	Pirimiphos-ethyl	Tolclofos metil	Tolclofos-methyl
Napropamida	Napropamide	Piriproxifén	Pyriproxyfen	Transfluthrin	Transfluthrin
Nitrofen	Nitrofen	Procimidona	Procymidone	Triadimefón	Triadimefon
Nuarimol	Nuarimol	Profenofós	Profenofos	Trialato	Tri-Allate
o,p´-DDD	o,p´-DDD	Profluralin	Profluralin	Trifluralina	Trifluralin
o,p´-DDE	o,p´-DDE	Prometryn	Prometryn	Vinclozolina	Vinclozolin
o,p´-DDT	o,p´-DDT	Propazine	Propazine		
Ofurace	Ofurace	Propetamphos	Propetamphos		
Oxadixilo	Oxadixyl	Propizamida	Propyzamide		
Oxifluorfen	Oxyfluorfen	Prothiofos	Prothiofos		

(1) "El Laboratorio dispone de una Lista Pública de Ensayo (LPE) a disposición del cliente, indicando las matrices concretas según se establecen en la Nota Técnica 19 de ENAC". (1) "The Laboratory possesses a Public list of tests (LPE) available to customers, according to ENAC Technical Note 19"

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 4gB0V5658r072860XT

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.

Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR - PRODUCTS/MATERIALS TESTED					
Frutos		Fruits			
Hortalizas		Vegetables			
(LPE) ⁽¹⁾					
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO - STANDARD SPECIFICATIONS/TEST METHOD					
PE-674		Método interno conforme a /In-house method according to documento SANTE/11312/2021			
ENSAYO - TYPE OF TEST					
Residuos de plaguicidas por cromatografía líquida con detector de espectrometría de masas (LC-MS/MS)					
Pesticide residues by liquid chromatography mass spectrometry (LC-MS/MS)					
Acefato	Acephate	Carbendazina y Benomilo	Carbendazim and Benomyl	Cyenopyrafen	Cyenopyrafen
Acetamiprid	Acetamiprid	Carbetamida	Carbetamide	Demeton-S	Demeton-S
Acibenzolar-S-Metilo	Acibenzolar-S-Methyl	Carboxina	Carboxin	Demeton-S-methyl	Demeton-S-Methyl
Aldicarb (incl. A.sulfóxido y A.sulfona)	Aldicarb (incl. A.sulfoxide and A.sulfone)	Carfentrazona-etilo	Carfentrazone-ethyl	Demetón-S-metilsulfona	Demeton-S-methylsulfone
Ametoctradina	Ametoctradin	Chlorbromuron	Chlorbromuron	Desmedifam	Desmedipham
Aminocarb	Aminocarb	Chlorfluazuron	Chlorfluazuron	Desmetryn	Desmetryn
Azaconazole	Azaconazole	Chlorthiophos	Chlorthiophos	Dialifos	Dialifos
Azadiractina	Azadirachtin	Ciantraniliprol	Cyantraniliprole	Diclofop-metil	Diclofop-methyl
Azametifos	Azamethiphos	Ciazofamida	Cyazofamid	Diclormid	Diclorimid
Azimsulfurón	Azimsulfuron	Ciclanilida	Cyclanilide	Diclorvos	Dichlorvos
Azinfós-etilo	Azinphos-ethyl	Cicloxidim	Cycloxydim	Dietofencarb	Diethofencarb
Azinfós-metilo	Azinphos-methyl	Ciflufenamida	Cyflufenamid	Diflubenzurón	Diflubenzuron
Azoxistrobina	Azoxystrobin	Ciflumetofeno	Cyflumetofen	Dimefuron	Dimefuron
Bendiocarb	Bendiocarb	Cihalofof-butilo	Cyhalofop-butyl	Dimetacloro	Dimethachlor
Bentazona	Bentazone	Cimoxanilo	Cymoxanil	Dimetenamida-P	Dimethenamid-P
Bentazona-methyl	Bentazone-methyl	Cletodim	Clethodim	Dimetoato	Dimethoate
Benthiavalicarbo-isopropilo	Benthiavalicarb-isopropyl	Clofentezina	Clofentezine	Dimetomorfo	Dimethomorph
Bixafero	Bixafen	Clomazona	Clomazone	Dinotefuran	Dinotefuran
Boscalida	Boscalid	Clorantraniliprole	Chlorantraniliprole	Diurón	Diuron
Bromacil	Bromacil	Cloroxurón	Chloroxuron	DMST	DMST
Bromuconazol	Bromuconazole	Clorsulfurón	Chlorsulfuron	Dodemorf	Dodemorph
Buprofecina	Buprofezin	Cloruro de benzalconio (cloruros de alquilbenzildimetilamonio con cadenas alquílicas de una longitud de C8, C10, C12, C14, C16 y C18)	Didecyl dimethyl ammonium chloride (alkyl-quaternary ammonium salts with alkyl chain lengths of C8, C10 and C12)	Dodina	Dodine
		Cloruro de didecildimetilamonio (sales de alquilamonio cuaternario, con cadenas alquílicas de una longitud de C8, C10 y C12)			
Butachlor	Butachlor	Cloruro de didecildimetilamonio C14	Didecyl dimethyl ammonium chloride C14	Edifenphos	Edifenphos
Butocarboxim-sulfoxide	Butocarboxim-sulfoxide	Clotianidina	Clothianidin	Emamectina B1a	Emamectin B1a
Butoxycarboxim	Butoxycarboxim	Crimidine	Crimidine	Epoxiconazol	Epoxiconazole
Butralina	Butralin	Cumafós	Coumaphos	Espinetoram	Spinetoram
Buturon	Buturon	Cyanazina	Cyanazine	Espinosad	Spinosad
Cadusafos	Cadusafos	Cicloate	Cycloate	Espirodiclofeno	Spirodiclofen
Carbaril	Carbaryl			Espiromesifeno	Spiromesifen

(1) "El Laboratorio dispone de una Lista Pública de Ensayo (LPE) a disposición del cliente, indicando las matrices concretas según se establece en la Nota Técnica 19 de ENAC". (1) "The Laboratory possesses a Public list of tests (LPE) available to customers, according to ENAC Technical Note 19"

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 4gB0V5658r072860XT

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.

Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR - PRODUCTS/MATERIALS TESTED					
Frutos		Fruits			
Hortalizas		Vegetables			
(LPE) ⁽¹⁾					
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO - STANDARD SPECIFICATIONS/TEST METHOD					
PE-674		Método interno conforme a /In-house method according to documento SANTE/11312/2021			
ENSAYO - TYPE OF TEST					
Residuos de plaguicidas por cromatografía líquida con detector de espectrometría de masas (LC-MS/MS)					
Pesticide residues by liquid chromatography mass spectrometry (LC-MS/MS)					
Espirotetramat (incl. BY108330-enol, BY108330-ketohidroxi, BY108330-monohidroxi y BY108330 enol-glucoside)	Spirotetramat (incl. BY108330-enol, BY108330-ketohydroxy, BY108330-monohydroxy, and BY108330 enol-glucoside)	Florasulam	Florasulam	Imazalil	Imazalil
Espiroxamina	Spiroxamine	Fluacifop-P	Fluazifop-P	Imidacloprid	Imidacloprid
Ethaboxam	Ethaboxam	Fluacifop-Metil	Fluazifop-Methyl	Indaziflam	Indaziflam
Ethiofencarb	Ethiofencarb	Fluazifop-P-butyl	Fluazifop-P-butyl	Indoxacarbo	Indoxacarb
Ethiofencarb sulfone	Ethiofencarb sulfone	Flubendiamida	Flubendiamide	Ioxinil	Ioxynil
Ethiofencarb sulfoxide	Ethiofencarb Sulfoxide	Fludioxonilo	Fludioxonil	Isocarbophos	Isocarbophos
Ethiprole	Ethiprole	Flufenacet	Flufenacet	Isoprocارب	Isoprocارب
Etirimol	Ethirimol	Flufenoxurón	Flufenoxuron	Isoproturón	Isoproturon
Etofenprox	Etofenprox	Fluometurón	Fluometuron	Isoxabén	Isoxaben
Etoxazol	Etoxazole	Fluoxastrobina	Fluoxastrobin	Isoxathion	Isoxathion
Famoxadona	Famoxadone	Fluquinconazol	Fluquinconazole	Lenacilo	Lenacil
Fenamidona	Fenamidone	Fluroxypyr-meptyl	Fluroxypyr-meptyl	Linurón	Linuron
Fenamifos (incl. F.sulfóxido y F.sulfona)	Fenamiphos (incl. F.sulfoxide and F.sulfone)	Flusilazol	Flusilazole	Lufenuron	Lufenuron
Fenbuconazol	Fenbuconazole	Flutolanil	Flutolanil	Mandipropamid	Mandipropamid
Fenhexamida	Fenhexamid	Flutriafol	Flutriafol	Matrine	Matrine
Fenmedifam	Phenmedipham	Fluxapiroxad	Fluxapyroxad	Mecarbam	Mecarbam
Fenobucarb	Fenobucarb	Foramsulfurón	Foramsulfuron	Mepanipirima	Mepanipyrim
Fenoxicarb	Fenoxycarb	Forato Oxon	Phorate Oxon	Mesosulfurón metilo	Metsulfuron-methyl
Fenpiclonil	Fenpiclonil	Forato Sulfona	Phorate Sulfone	Metabenzthiazurón	Methabenzthiazuron
Fenpirazamina	Fenpyrazamine	Forato Sulfóxido	Phorate Sulfoxide	Metaflumizona	Metaflumizone
Fenpíroximato	Fenpyroximate	Forclorfenurón	Forchlorfenuron	Metamidofós	Methamidophos
Fenpropidina	Fenpropidin	Formetanato	Formetanate	Metamitrona	Metamitron
Fenpropimorfo	Fenpropimorph	Formotión	Formothion	Metazacloro	Metazachlor
Fensulfothion	Fensulfothion	Fosmet Oxon	Phosmet Oxon	Metconazol	Metconazole
Fensulfothion-oxon	Fensulfothion-oxon	Fostiazato	Fosthiazate	Metiocarb	Methiocarb
Fensulfothion-sulfone	Fensulfothion-oxonsulfone	Halosulfuron Metil	Halosulfuron Methyl	Metiocarb Sulfona	Methiocarb Sulfone
Fention Sulfona	Fenthion sulfone	Haloxifop-2-ethoxyethyl	Haloxifop-2-ethoxyethyl	Metiocarb sulfóxido	Methiocarb Sulfoxide
Fention sulfóxido	Fenthion sulfoxide	Haloxifop-methyl	Haloxifop-methyl	Metobromuron	Metobromuron
Flamprop	Flamprop	Haloxifop-R	Haloxifop-R	Metolaclo	Metolachlor
Flazasulfurón	Flazasulfuron	Hexazinone	Hexazinone	Metolcarb	Metolcarb
Flonicamid	Flonicamid	Hexitiazox	Hexythiazox	Metomilo	Methomyl

(1) "El Laboratorio dispone de una Lista Pública de Ensayo (LPE) a disposición del cliente, indicando las matrices concretas según se establece en la Nota Técnica 19 de ENAC". (1) "The Laboratory possesses a Public list of tests (LPE) available to customers, according to ENAC Technical Note 19"

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR - PRODUCTS/MATERIALS TESTED					
Frutos		Fruits			
Hortalizas		Vegetables			
(LPE) ⁽¹⁾					
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO - STANDARD SPECIFICATIONS/TEST METHOD					
PE-674		Método interno conforme a /In-house method according to documento SANTE/11312/2021			
ENSAYO - TYPE OF TEST					
Residuos de plaguicidas por cromatografía líquida con detector de espectrometría de masas (LC-MS/MS)					
Pesticide residues by liquid chromatography mass spectrometry (LC-MS/MS)					
Methoprotryne	Methoprotryne	Piraflufen-etilo	Pyraflufen-ethyl	Sulfoxaflor	Sulfoxaflor
Metoxifenozida	Methoxyfenozide	Pyridalyl	Pyridalyl	Tebufenocida	Tebufenozide
Metoxuron	Metoxuron	Piridato	Pyridate	Teflubenzurón	Teflubenzurón
Metrafenona	Metrafenone	Pirimicarb	Pirimicarb	Tepraloxidim	Tepraloxydim
Monocrotofós	Monocrotophos	Pirimicarb-desmethyl	Pirimicarb-desmethyl	Terbufos	Terbufos
Monolinurón	Monolinuron	Pirimicarb-desmethyl-formamido	Pirimicarb-desmethyl-formamido	Terbufos sulfone	Terbufos sulfone
Monurón	Monuron	Procloraz	Prochloraz	Terbufos-sulfoxide	Terbufos-sulfoxide
Neburon	Neburon	Profam	Propham	Tiabendazol	Thiabendazole
Nicosulfurón	Nicosulfuron	Promecarb	Promecarb	Tiacloprid	Thiacloprid
Nitenpyram	Nitenpyram	Propamocarb	Propamocarb	Tiametoxam	Thiamethoxam
Norflurazon	Norflurazon	Propanil	Propanil	Tifensulfurón-metilo	Thifensulfuron-methyl
Novalurón	Novaluron	Propaquizafop	Propaquizafop	Tiobencarb	Thiobencarb
Ometoato	Omethoate	Propargita	Propargite	Thiocyclam	Thiocyclam
Oxadiargilo	Oxadiargyl	Propiconazol	Propiconazole	Tiodicarb	Thiodicarb
Oxadiazón	Oxadiazon	Propoxur	Propoxur	Tiofanato-metilo	Thiophanate-methyl
Oxasulfurón	Oxasulfuron	Proquinazid	Proquinazid	Tolfenpyrad	Tolfenpyrad
Oxatiapiprolina	Oxathiapiprolin	Prosulfocarb	Prosulfocarb	Tolilfluanida	Tolyfluanid
Oxicarboxina	Oxycarboxin	Prosulfurón	Prosulfuron	Triasulfurón	Triasulfuron
Oxidemetón-metilo	Oxydemeton-methyl	Protioconazol	Prothioconazole	Triazofos	Triazophos
Óxido de Fenbutaestán	Fenbutatin oxide	Pyracarbolid	Pyracarbolid	Triciclazol	Tricyclazole
Oxymatrine	Oxymatrine	Quinoxifeno	Quinoxifen	Tridemorfo	Tridemorph
Paclobutrazol	Paclobutrazol	Quizalofop	Quizalofop-ethyl	Trifloxistrobina	Trifloxystrobin
Pencicurón	Pencycuron	Rotenona	Rotenone	Triflumizol	Triflumizole
Pentiopirad	Penthiopyrad	Saflufenacil	Saflufenacil	Triticonazol	Triflumizole
Picolinafeno	Picolinafen	Sebuthylazin	Sebuthylazin	Yodosulfurón metilo	Iodosulfuron-methyl
Picoxistrobina	Picoxystrobin	Setoxidim	Sethoxydim	Zoxamida	Zoxamide
Pimetrozina	Pymetrozine	Sulcotriona	Sulcotrione		
Pinoxaden	Pinoxaden	Sulfosulfurón	Sulfosulfuron		
Piraclostrobina	Pyraclostrobin	Sulfotep	Sulfotep		

(1)"El Laboratorio dispone de una Lista Pública de Ensayo (LPE) a disposición del cliente, indicando las matrices concretas según se establece en la Nota Técnica 19 de ENAC". (1)"The Laboratory possesses a Public list of tests (LPE) available to customers, according to ENAC Technical Note 19"

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR - PRODUCTS/MATERIALS TESTED	
Frutos y Hortalizas con alto contenido en agua, alto contenido en acidez y agua y alto contenido en grasa y medio en agua (LPE) ⁽¹⁾	Fruits and vegetables with high water content, high acid content and water and high oil content and medium water content
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO - STANDARD SPECIFICATIONS/TEST METHOD	
PE-6006	Método interno conforme a /In-house method according to documento SANTE/11312/2021
ENSAYO - TYPE OF TEST	
Ditiocarbamatos por cromatografía de gases con detector de espectrometría de masas (GC-MS) Ditiocarbamates by Gas Chromatography Mass Spectrometry (CG-MS)	

(1)"El Laboratorio dispone de una Lista Pública de Ensayo (LPE) a disposición del cliente, indicando las matrices concretas según se establece en la Nota Técnica 19 de ENAC". (1)"The Laboratory possesses a Public list of tests (LPE) available to customers, according to ENAC Technical Note 19"

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR - PRODUCTS/MATERIALS TESTED	
Frutos y Hortalizas con alto contenido en agua, alto contenido en acidez y agua y alto contenido en grasa y medio en agua (LPE) ⁽¹⁾	Fruits and vegetables with high water content, high acid content and water and high oil content and medium water content
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO - STANDARD SPECIFICATIONS/TEST METHOD	
PE-6015	Método interno conforme a /In-house method according to QuPPE-PO-Method 1.6a y 1.7a
ENSAYO - TYPE OF TEST	
Determinación de Pesticidas polares por cromatografía líquida con detector de espectrometría de masas (CL-MS/MS) Determination of Polar Pesticides by Liquid Chromatography Mass Spectrometry detection (LC/MS-MS)	
Clorato	Clorate
Fosetil	Fosetyl
Etefon	Ethephon
Perclorato	Perchlorate

(1)"El Laboratorio dispone de una Lista Pública de Ensayo (LPE) a disposición del cliente, indicando las matrices concretas según se establece en la Nota Técnica 19 de ENAC". (1)"The Laboratory possesses a Public list of tests (LPE) available to customers, according to ENAC Technical Note 19"

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR - PRODUCTS/MATERIALS TESTED	
Frutas de pepita	Pome fruits
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO - STANDARD SPECIFICATIONS/TEST METHOD	
PE-697	Método interno conforme a /In-house method according to documento SANTE/11312/2021
ENSAYO - TYPE OF TEST	
Ditianona por cromatografía líquida con detector de espectrometría de masas (LC-MS/MS) <i>Ditianone by liquid chromatography mass spectrometry (LC-MS/MS)</i> ($\geq 0,01$ mg/kg)	

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 4gB0V5658r072860XT

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

INSTALACIÓN/Location JAÉN

Categoría 0 (Ensayos en el laboratorio permanente) Category 0 (Tests performed at permanent laboratory)

Análisis mediante métodos basados en técnicas volumétricas
Analysis of methods based on volumetric techniques

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE
Aceites de oliva y de orujo de oliva <i>Olive and olive pomace oils</i>	Grado de acidez por Volumetría <i>Degree of acidity by titration</i>	PE-387 Método interno basado en <i>In-house method based on</i> <i>COI/T.20/Doc. n.º 34</i>
Aceites de oliva y de orujo de oliva <i>Olive and olive pomace oils</i>	Índice de peróxidos por volumetría <i>Peroxide value by titration</i>	PE-373 Método interno basado en <i>In-house method based on</i> <i>COI/T.20/Doc. n.º 35</i>

Análisis mediante métodos basados en técnicas de espectroscopía molecular
Analysis by methods based on molecular spectroscopy

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE
Aceites de oliva y de orujo de oliva <i>Olive and olive pomace oils</i>	Prueba espectrofotométrica en el ultravioleta <i>spectrophotometric investigation in the ultraviolet</i> K_{270} , K_{232} , ΔK	PE-386 Método interno basado en <i>In-house method based on</i> <i>COI/T.20/Doc. n.º 19</i>

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 4gB0V5658r072860XT

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic [aquí](#)

Análisis mediante métodos basados en técnicas cromatográficas
Analysis by methods based on chromatographic techniques

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/TEST PROCEDURE
Aceites de oliva Aceites de orujo de oliva Olive oils Pomace olive-oils	Ceras y ésteres etílicos de ácidos grasos por cromatografía de gases con detector de ionización de llama (CG-FID) <i>Waxes and ethyl esters of fatty acid by gas chromatography with flame ionization detector (CG-FID)</i>	PE-671 <i>Método interno basado en In-house method based on COI/T.20/Doc. n.º 28 method A</i>
	Composición esterólica y esteroides totales por cromatografía de gases con detector de ionización de llama (CG-FID) <i>Sterols composition and total sterols by gas chromatography with flame ionization detector (GC-FID)</i>	PE-545 <i>Método interno basado en In-house method based on COI/T.20/Doc. n.º 26</i>
	Eritrodiol y uvaol por cromatografía de gases con detector de ionización de llama (CG-FID) <i>Erythrodiol and uvaol by gas chromatography with flame ionization detector (GC-FID)</i>	
	Alcoholes alifáticos por cromatografía de gases con detector de ionización de llama (CG-FID) <i>Aliphatic alcohols by gas chromatography with flame ionization detector (GC-FID)</i>	PE-548 <i>Método interno basado en In-house method based on COI/T.20/Doc. n.º 26</i>
	Ésteres metílicos de los ácidos grasos (incluidos isómeros trans de los ácidos grasos) por cromatografía de gases con detector de ionización de llama (GC-FID) <i>Methyl esters of fatty acid (including trans isomers of fatty acids) by gas chromatography with flame ionization detector (GC-FID)</i>	PE-546 <i>Método interno basado en In-house method based on COI/T.20/Doc. n.º 33</i>

Un método interno se considera que está basado en métodos normalizados cuando su validez y su adecuación al uso se han demostrado por referencia a dicho método normalizado y en ningún caso implica que ENAC considere que ambos métodos sean equivalentes. Para más información recomendamos consultar el Anexo I al CGA-ENAC-LEC.

An in-house method is considered based on standardized methods when its validity and suitability have been demonstrated against standard reference methods. This will never imply that ENAC considers both methods equivalent. For more information, please consult Annex I to the CGA-ENAC-LEC