

SNB DIAGNOSTICOS GLOBALES, S.A. (Unipersonal)

Dirección/ Address: C/ Verge de Guadalupe,18; 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)

Norma de referencia/ Reference Standard: **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**

Actividad/ Activity: **Ensayo/ Test**

Acreditación/ Accreditation nº: **1169/LE2347**

Fecha de entrada en vigor/ Coming into effect: 30/12/2016

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN/ SCHEDULE OF ACCREDITATION

(Rev/Ed 14 fecha / Date 07/11/2025)

Categoría 0 (Ensayos en las instalaciones del laboratorio)

Category 0 (Tests performed at permanent laboratory)

Ensayos Toxicológicos

Toxicological tests

PRODUCTO/ MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/ PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE																														
Orina Urine	Determinación cuantitativa de sustancias de abuso mediante cromatografía líquida ultrarrápida de alta resolución con detección de espectrometría de masas en tándem: <i>Quantitative determination of substances of abuse through ultrafast high performance liquid chromatography with tandem mass spectrometry detection</i> <table> <tr> <th>Sustancia/ Substance</th> <th>LOQ ng/mL</th> </tr> <tr> <td>Morfina/ Morphine</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Codeína/ Codeine</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>6-MAM (6-monoacetil morfina)/ 6-MAM (6-monoacetyl morphine)</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Anfetamina/ Amphetamine</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Metanfetamina/ Methamphetamine</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>3,4-MDA (3,4-metilendioxi-anfetamina)/ 3,4-MDA (3,4-methylenedioxyanfetamine)</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>3,4-MDMA (3,4-metilendioxi-metanfetamina)/ 3,4-MDMA (3,4-methylenedioxymethamphetamine)</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>3,4-MDEA (3,4-metilendioxi-etilamfetamina)/ 3,4-MDEA (3,4-methylenedioxyethylamphetamine)</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Cocaína/ Cocaine</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Benzoilecgonina/ Benzoylecgonine</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Metadona/ Methadone</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Ketamina/ Ketamine</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>LSD (dietilamida del ácido lisérgico)/ LSD (Lysergic Acid Diethylamide)</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>11-nor-carboxi-delta-9- THC (11-nor-carboxi-d9-tetrahidrocannabinol)/ 11-nor-carboxi-delta-9- THC (11-nor-carboxi-d9-tetrahydrocannabinol)</td> <td>10</td> </tr> </table>	Sustancia/ Substance	LOQ ng/mL	Morfina/ Morphine	25	Codeína/ Codeine	25	6-MAM (6-monoacetil morfina)/ 6-MAM (6-monoacetyl morphine)	10	Anfetamina/ Amphetamine	25	Metanfetamina/ Methamphetamine	25	3,4-MDA (3,4-metilendioxi-anfetamina)/ 3,4-MDA (3,4-methylenedioxyanfetamine)	25	3,4-MDMA (3,4-metilendioxi-metanfetamina)/ 3,4-MDMA (3,4-methylenedioxymethamphetamine)	25	3,4-MDEA (3,4-metilendioxi-etilamfetamina)/ 3,4-MDEA (3,4-methylenedioxyethylamphetamine)	25	Cocaína/ Cocaine	25	Benzoilecgonina/ Benzoylecgonine	25	Metadona/ Methadone	25	Ketamina/ Ketamine	25	LSD (dietilamida del ácido lisérgico)/ LSD (Lysergic Acid Diethylamide)	5	11-nor-carboxi-delta-9- THC (11-nor-carboxi-d9-tetrahidrocannabinol)/ 11-nor-carboxi-delta-9- THC (11-nor-carboxi-d9-tetrahydrocannabinol)	10	Procedimiento interno Internal procedure LCMS-0002 Rev. 10 LCMS-0009 Rev. 10
Sustancia/ Substance	LOQ ng/mL																															
Morfina/ Morphine	25																															
Codeína/ Codeine	25																															
6-MAM (6-monoacetil morfina)/ 6-MAM (6-monoacetyl morphine)	10																															
Anfetamina/ Amphetamine	25																															
Metanfetamina/ Methamphetamine	25																															
3,4-MDA (3,4-metilendioxi-anfetamina)/ 3,4-MDA (3,4-methylenedioxyanfetamine)	25																															
3,4-MDMA (3,4-metilendioxi-metanfetamina)/ 3,4-MDMA (3,4-methylenedioxymethamphetamine)	25																															
3,4-MDEA (3,4-metilendioxi-etilamfetamina)/ 3,4-MDEA (3,4-methylenedioxyethylamphetamine)	25																															
Cocaína/ Cocaine	25																															
Benzoilecgonina/ Benzoylecgonine	25																															
Metadona/ Methadone	25																															
Ketamina/ Ketamine	25																															
LSD (dietilamida del ácido lisérgico)/ LSD (Lysergic Acid Diethylamide)	5																															
11-nor-carboxi-delta-9- THC (11-nor-carboxi-d9-tetrahidrocannabinol)/ 11-nor-carboxi-delta-9- THC (11-nor-carboxi-d9-tetrahydrocannabinol)	10																															

ENAC is signatory of the Multilateral Recognition Agreements established by the European and International organizations of Accreditation Bodies EA, ILAC and IAF. For more information www.enac.es

The present technical annex is subject to possible modifications. The validity status of the accreditation can be confirmed in www.enac.es

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.

Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

PRODUCTO/ MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/ PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>																														
Orina <i>Urine</i>	Determinación cuantitativa de sustancias de abuso mediante cromatografía líquida ultrarrápida de alta resolución con detección de espectrometría de masas en tándem: <i>Quantitative determination of substances of abuse through ultrafast high performance liquid chromatography with tandem mass spectrometry detection</i> <table><tr><th>Sustancia/ <i>Substance</i></th><th>LOQ ng/mL</th></tr><tr><td>Alprazolam/ <i>Alprazolam</i></td><td>25</td></tr><tr><td>Lorazepam/ <i>Lorazepam</i></td><td>25</td></tr><tr><td>Oxazepam/ <i>Oxazepam</i></td><td>25</td></tr><tr><td>Nordiazepam/ <i>Nordiazepam</i></td><td>25</td></tr><tr><td>Diazepam/ <i>Diazepam</i></td><td>25</td></tr><tr><td>Tramadol/ <i>Tramadol</i></td><td>25</td></tr><tr><td>Cocaetilo/ <i>Cocaethyl</i></td><td>25</td></tr><tr><td>Fenciclidina/ <i>Phencyclidine</i></td><td>25</td></tr><tr><td>Dextropropoxifeno/ <i>Dextropropoxyphene</i></td><td>25</td></tr><tr><td>7-aminoclonazepam/ <i>7-aminoclonazepam</i></td><td>25</td></tr><tr><td>7-aminoflunitrazepam/ <i>7-aminoflunitrazepam</i></td><td>25</td></tr><tr><td>Amitriptilina/ <i>Amitriptyline</i></td><td>25</td></tr><tr><td>Zolpidem/ <i>Zolpidem</i></td><td>25</td></tr><tr><td>Difenhidramina/ <i>Diphenylhydramine</i></td><td>25</td></tr></table>	Sustancia/ <i>Substance</i>	LOQ ng/mL	Alprazolam/ <i>Alprazolam</i>	25	Lorazepam/ <i>Lorazepam</i>	25	Oxazepam/ <i>Oxazepam</i>	25	Nordiazepam/ <i>Nordiazepam</i>	25	Diazepam/ <i>Diazepam</i>	25	Tramadol/ <i>Tramadol</i>	25	Cocaetilo/ <i>Cocaethyl</i>	25	Fenciclidina/ <i>Phencyclidine</i>	25	Dextropropoxifeno/ <i>Dextropropoxyphene</i>	25	7-aminoclonazepam/ <i>7-aminoclonazepam</i>	25	7-aminoflunitrazepam/ <i>7-aminoflunitrazepam</i>	25	Amitriptilina/ <i>Amitriptyline</i>	25	Zolpidem/ <i>Zolpidem</i>	25	Difenhidramina/ <i>Diphenylhydramine</i>	25	Procedimiento interno <i>Internal Procedure</i> LCMS-0002 Rev. 10 LCMS-0009 Rev. 10
Sustancia/ <i>Substance</i>	LOQ ng/mL																															
Alprazolam/ <i>Alprazolam</i>	25																															
Lorazepam/ <i>Lorazepam</i>	25																															
Oxazepam/ <i>Oxazepam</i>	25																															
Nordiazepam/ <i>Nordiazepam</i>	25																															
Diazepam/ <i>Diazepam</i>	25																															
Tramadol/ <i>Tramadol</i>	25																															
Cocaetilo/ <i>Cocaethyl</i>	25																															
Fenciclidina/ <i>Phencyclidine</i>	25																															
Dextropropoxifeno/ <i>Dextropropoxyphene</i>	25																															
7-aminoclonazepam/ <i>7-aminoclonazepam</i>	25																															
7-aminoflunitrazepam/ <i>7-aminoflunitrazepam</i>	25																															
Amitriptilina/ <i>Amitriptyline</i>	25																															
Zolpidem/ <i>Zolpidem</i>	25																															
Difenhidramina/ <i>Diphenylhydramine</i>	25																															

PRODUCTO/ MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/ PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE																																																																																													
Saliva (directa o saliva en tampón) Sangre total Saliva (direct or saliva in buffer) Blood	Determinación cuantitativa de sustancias de abuso mediante cromatografía líquida ultrarrápida de alta resolución con detección de espectrometría de masas en tándem <i>Quantitative determination of substances of abuse through ultrafast high performance liquid chromatography with tandem mass spectrometry detection</i> <table> <tr> <th>Sustancia/Substance</th><th>LOQ ng/mL (SALIVA)/ (Saliva)</th><th>LOQ ng/mL (SANGRE)/ (blood)</th></tr> <tr><td>Morfina/ Morphine</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Codeína/ Codeine</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>6-MAM (6-monoacetil morfina)/ 6-MAM (6-monoacetyl morphine)</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>Heroína/ Heroin</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>Anfetamina/ Amphetamine</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Metanfetamina/ Methamphetamine</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>3,4-MDA (3,4-metilendioxianfetamina)/ 3,4-MDA (3,4- Methylenedioxyamphetamine)</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>3,4-MDMA (3,4-Metilendioximetanfetamina)/ 3,4-MDMA (3,4- methylenedioxymethamphetamine)</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>3,4-MDEA (3,4-metilendioxietilanfetamina)/ 3,4-MDEA (3,4-Methylenedioxyethylamphetamine)</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>Cocaína/ Cocaine</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Benzoilecgonina/ Benzoylecgonine</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Metadona/ Methadone</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>Ketamina/ Ketamine</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>LSD (dietilamida del ácido lisérgico)/ LSD (Lysergic Acid Diethylamide)</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>d9-THC (d9-tetrahidrocannabinol)/ d9-THC (d9-tetrahydrocannabinol)</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>7-amino-flunitrazepam/ 7-amino-flunitrazepam</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>7-amino-clonazepam/ 7-amino-clonazepam</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Alprazolam/ Alprazolam</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>Diazepam/ Diazepam</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Lorazepam/ Lorazepam</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>Oxazepam/ Oxazepam</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>Nordiazepam/ Nordiazepam</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Tramadol/ Tramadol</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Cocaetilo/ Cocaethyl</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>Fenciclidina/ Phencyclidine</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>Dextropropoxifeno/ Dextropropoxyphene</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Zolpidem/ Zolpidem</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Amitriptilina/ Amitriptyline</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Difenhidramina/ Diphenhydramine</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>Oxicodona/ Oxycodone</td><td>2</td><td>2</td></tr> </table>	Sustancia/Substance	LOQ ng/mL (SALIVA)/ (Saliva)	LOQ ng/mL (SANGRE)/ (blood)	Morfina/ Morphine	1	2	Codeína/ Codeine	1	2	6-MAM (6-monoacetil morfina)/ 6-MAM (6-monoacetyl morphine)	2	2	Heroína/ Heroin	2	2	Anfetamina/ Amphetamine	1	2	Metanfetamina/ Methamphetamine	1	2	3,4-MDA (3,4-metilendioxianfetamina)/ 3,4-MDA (3,4- Methylenedioxyamphetamine)	2	2	3,4-MDMA (3,4-Metilendioximetanfetamina)/ 3,4-MDMA (3,4- methylenedioxymethamphetamine)	2	2	3,4-MDEA (3,4-metilendioxietilanfetamina)/ 3,4-MDEA (3,4-Methylenedioxyethylamphetamine)	2	2	Cocaína/ Cocaine	1	2	Benzoilecgonina/ Benzoylecgonine	1	2	Metadona/ Methadone	2	2	Ketamina/ Ketamine	2	2	LSD (dietilamida del ácido lisérgico)/ LSD (Lysergic Acid Diethylamide)	2	2	d9-THC (d9-tetrahidrocannabinol)/ d9-THC (d9-tetrahydrocannabinol)	1	2	7-amino-flunitrazepam/ 7-amino-flunitrazepam	2	2	7-amino-clonazepam/ 7-amino-clonazepam	1	2	Alprazolam/ Alprazolam	2	2	Diazepam/ Diazepam	1	2	Lorazepam/ Lorazepam	2	2	Oxazepam/ Oxazepam	2	2	Nordiazepam/ Nordiazepam	1	2	Tramadol/ Tramadol	1	2	Cocaetilo/ Cocaethyl	2	2	Fenciclidina/ Phencyclidine	2	2	Dextropropoxifeno/ Dextropropoxyphene	1	2	Zolpidem/ Zolpidem	1	2	Amitriptilina/ Amitriptyline	1	2	Difenhidramina/ Diphenhydramine	2	2	Oxicodona/ Oxycodone	2	2	Procedimiento interno <i>Internal Procedure</i> LCMS-0004 Rev. 19 LCMS-0010 Rev. 12
Sustancia/Substance	LOQ ng/mL (SALIVA)/ (Saliva)	LOQ ng/mL (SANGRE)/ (blood)																																																																																													
Morfina/ Morphine	1	2																																																																																													
Codeína/ Codeine	1	2																																																																																													
6-MAM (6-monoacetil morfina)/ 6-MAM (6-monoacetyl morphine)	2	2																																																																																													
Heroína/ Heroin	2	2																																																																																													
Anfetamina/ Amphetamine	1	2																																																																																													
Metanfetamina/ Methamphetamine	1	2																																																																																													
3,4-MDA (3,4-metilendioxianfetamina)/ 3,4-MDA (3,4- Methylenedioxyamphetamine)	2	2																																																																																													
3,4-MDMA (3,4-Metilendioximetanfetamina)/ 3,4-MDMA (3,4- methylenedioxymethamphetamine)	2	2																																																																																													
3,4-MDEA (3,4-metilendioxietilanfetamina)/ 3,4-MDEA (3,4-Methylenedioxyethylamphetamine)	2	2																																																																																													
Cocaína/ Cocaine	1	2																																																																																													
Benzoilecgonina/ Benzoylecgonine	1	2																																																																																													
Metadona/ Methadone	2	2																																																																																													
Ketamina/ Ketamine	2	2																																																																																													
LSD (dietilamida del ácido lisérgico)/ LSD (Lysergic Acid Diethylamide)	2	2																																																																																													
d9-THC (d9-tetrahidrocannabinol)/ d9-THC (d9-tetrahydrocannabinol)	1	2																																																																																													
7-amino-flunitrazepam/ 7-amino-flunitrazepam	2	2																																																																																													
7-amino-clonazepam/ 7-amino-clonazepam	1	2																																																																																													
Alprazolam/ Alprazolam	2	2																																																																																													
Diazepam/ Diazepam	1	2																																																																																													
Lorazepam/ Lorazepam	2	2																																																																																													
Oxazepam/ Oxazepam	2	2																																																																																													
Nordiazepam/ Nordiazepam	1	2																																																																																													
Tramadol/ Tramadol	1	2																																																																																													
Cocaetilo/ Cocaethyl	2	2																																																																																													
Fenciclidina/ Phencyclidine	2	2																																																																																													
Dextropropoxifeno/ Dextropropoxyphene	1	2																																																																																													
Zolpidem/ Zolpidem	1	2																																																																																													
Amitriptilina/ Amitriptyline	1	2																																																																																													
Difenhidramina/ Diphenhydramine	2	2																																																																																													
Oxicodona/ Oxycodone	2	2																																																																																													

PRODUCTO/ MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/ PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE																																																																
Pelo <i>Hair</i>	Determinación cuantitativa de sustancias de abuso mediante cromatografía líquida ultrarrápida de alta resolución con detección de espectrometría de masas en tándem <i>Quantitative determination of substances of abuse through ultrafast high performance liquid chromatography with tandem mass spectrometry detection</i> <table><tr><th>Sustancia/Substance</th><th>LOQ pg/mg</th></tr><tr><td>3,4-MDA (3,4-metilendioxfanfetamina) / 3,4-MDA (3,4-Methylenedioxyamfetamine)</td><td>80</td></tr><tr><td>3,4-MDEA (3,4-metilendioxiétilanfetamina) / 3,4-MDEA (3,4-methylenedioxyethylamphetamine)</td><td>80</td></tr><tr><td>3,4-MDMA (3,4-metilendioximetanfetamina) / 3,4-MDMA (3,4-methylenedioxymethamphetamine)</td><td>80</td></tr><tr><td>7-amino-clonazepam / 7-amino-clonazepam</td><td>40</td></tr><tr><td>7-amino-flunitrazepam / 7-amino-flunitrazepam</td><td>40</td></tr><tr><td>Alprazolam / Alprazolam</td><td>40</td></tr><tr><td>Amitriptilina / Amitriptyline</td><td>80</td></tr><tr><td>Anfetamina / Amphetamine</td><td>80</td></tr><tr><td>Benzoilecgonina / Benzoylecgonine</td><td>80</td></tr><tr><td>Buprenorfina / Buprenorphine</td><td>80</td></tr><tr><td>Clonazepam / Clonazepam</td><td>40</td></tr><tr><td>Cocaetilo / Cocaethyl</td><td>80</td></tr><tr><td>Cocaína / Cocaine</td><td>80</td></tr><tr><td>Codeína / Codeine</td><td>80</td></tr><tr><td>d9-THC (d9-tetrahidrocannabinol)/ d9-THC (d9-tetrahydrocannabinol)</td><td>40</td></tr><tr><td>Dextropropoxifeno / Dextropropoxyphene</td><td>80</td></tr><tr><td>Diazepam / Diazepam</td><td>40</td></tr><tr><td>Difenhidramina / Diphenhydramine</td><td>80</td></tr><tr><td>Fenciclidina / Phencyclidine</td><td>80</td></tr><tr><td>Heroína / Heroin</td><td>80</td></tr><tr><td>Ketamina / Ketamine</td><td>80</td></tr><tr><td>Lorazepam / Lorazepam</td><td>40</td></tr><tr><td>LSD (dietilamida del ácido lisérgico) / LSD (Lysergic Acid Diethylamide)</td><td>80</td></tr><tr><td>Metadona / Methadone</td><td>80</td></tr><tr><td>Metanfetamina / Methamphetamine</td><td>80</td></tr><tr><td>Morfina / Morphine</td><td>80</td></tr><tr><td>Nordiazepam / Nordiazepam</td><td>40</td></tr><tr><td>Oxazepam / Oxazepam</td><td>40</td></tr><tr><td>Oxicodona / Oxycodone</td><td>80</td></tr><tr><td>Tramadol / Tramadol</td><td>80</td></tr><tr><td>Zolpidem / Zolpidem</td><td>40</td></tr></table>	Sustancia/Substance	LOQ pg/mg	3,4-MDA (3,4-metilendioxfanfetamina) / 3,4-MDA (3,4-Methylenedioxyamfetamine)	80	3,4-MDEA (3,4-metilendioxiétilanfetamina) / 3,4-MDEA (3,4-methylenedioxyethylamphetamine)	80	3,4-MDMA (3,4-metilendioximetanfetamina) / 3,4-MDMA (3,4-methylenedioxymethamphetamine)	80	7-amino-clonazepam / 7-amino-clonazepam	40	7-amino-flunitrazepam / 7-amino-flunitrazepam	40	Alprazolam / Alprazolam	40	Amitriptilina / Amitriptyline	80	Anfetamina / Amphetamine	80	Benzoilecgonina / Benzoylecgonine	80	Buprenorfina / Buprenorphine	80	Clonazepam / Clonazepam	40	Cocaetilo / Cocaethyl	80	Cocaína / Cocaine	80	Codeína / Codeine	80	d9-THC (d9-tetrahidrocannabinol)/ d9-THC (d9-tetrahydrocannabinol)	40	Dextropropoxifeno / Dextropropoxyphene	80	Diazepam / Diazepam	40	Difenhidramina / Diphenhydramine	80	Fenciclidina / Phencyclidine	80	Heroína / Heroin	80	Ketamina / Ketamine	80	Lorazepam / Lorazepam	40	LSD (dietilamida del ácido lisérgico) / LSD (Lysergic Acid Diethylamide)	80	Metadona / Methadone	80	Metanfetamina / Methamphetamine	80	Morfina / Morphine	80	Nordiazepam / Nordiazepam	40	Oxazepam / Oxazepam	40	Oxicodona / Oxycodone	80	Tramadol / Tramadol	80	Zolpidem / Zolpidem	40	Procedimiento interno <i>Internal Procedure</i> LCMS-0022 Rev. 5
Sustancia/Substance	LOQ pg/mg																																																																	
3,4-MDA (3,4-metilendioxfanfetamina) / 3,4-MDA (3,4-Methylenedioxyamfetamine)	80																																																																	
3,4-MDEA (3,4-metilendioxiétilanfetamina) / 3,4-MDEA (3,4-methylenedioxyethylamphetamine)	80																																																																	
3,4-MDMA (3,4-metilendioximetanfetamina) / 3,4-MDMA (3,4-methylenedioxymethamphetamine)	80																																																																	
7-amino-clonazepam / 7-amino-clonazepam	40																																																																	
7-amino-flunitrazepam / 7-amino-flunitrazepam	40																																																																	
Alprazolam / Alprazolam	40																																																																	
Amitriptilina / Amitriptyline	80																																																																	
Anfetamina / Amphetamine	80																																																																	
Benzoilecgonina / Benzoylecgonine	80																																																																	
Buprenorfina / Buprenorphine	80																																																																	
Clonazepam / Clonazepam	40																																																																	
Cocaetilo / Cocaethyl	80																																																																	
Cocaína / Cocaine	80																																																																	
Codeína / Codeine	80																																																																	
d9-THC (d9-tetrahidrocannabinol)/ d9-THC (d9-tetrahydrocannabinol)	40																																																																	
Dextropropoxifeno / Dextropropoxyphene	80																																																																	
Diazepam / Diazepam	40																																																																	
Difenhidramina / Diphenhydramine	80																																																																	
Fenciclidina / Phencyclidine	80																																																																	
Heroína / Heroin	80																																																																	
Ketamina / Ketamine	80																																																																	
Lorazepam / Lorazepam	40																																																																	
LSD (dietilamida del ácido lisérgico) / LSD (Lysergic Acid Diethylamide)	80																																																																	
Metadona / Methadone	80																																																																	
Metanfetamina / Methamphetamine	80																																																																	
Morfina / Morphine	80																																																																	
Nordiazepam / Nordiazepam	40																																																																	
Oxazepam / Oxazepam	40																																																																	
Oxicodona / Oxycodone	80																																																																	
Tramadol / Tramadol	80																																																																	
Zolpidem / Zolpidem	40																																																																	

PRODUCTO/ MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/ PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>
Sangre total y orina <i>Blood and Urine</i>	Etanol mediante HeadSpace/Cromatografía de Gases con detector de ionización de llama (FID) LOQ = 0,05 g/L <i>Ethanol using HeadSpace / Gas Chromatography with flame ionization detector (FID) LOQ = 0,05 g/L</i>	Procedimiento interno <i>Internal procedure</i> CG-0001 Rev. 11