

HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA LABORATORIO CLÍNICO

Dirección: Joaquín Rodrigo, 2. 28222 MAJADAHONDA

Norma de referencia: **UNE-EN ISO 15189:2023**

Actividad: laboratorio clínico

Acreditación nº: **1296/LE2985**

Fecha de entrada en vigor: 04/09/2026

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

(Rev. 1 fecha 04/09/2026)

LABORATORIO CLÍNICO	1
BIOQUÍMICA	1
HEMATOLOGÍA	2
ANÁLISIS JUNTO AL PACIENTE (POCT)	2
BIOQUÍMICA	2

LABORATORIO CLÍNICO

BIOQUÍMICA

ESPÉCIMEN / MUESTRA	PRUEBAS Método	PROCEDIMIENTO
Sangre Heparina litio/sodio balanceada: Sangre arterial Sangre venosa	Gasometría pH pCO2 pO2 <i>Potenciometría</i> <i>Sistema óptico</i>	Método CE-IVD ABL 90 PNT01 PNT02 PNT03



ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones internacionales de organismos de acreditación, ILAC e IAF (www.enac.es)

Código Validación Electrónica: 4tw7U629Ey84Su5tt4

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.

Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

HEMATOLOGÍA

ESPÉCIMEN / MUESTRA	PRUEBAS/ESTUDIOS	PROCEDIMIENTO
	Método	
Plasma citratado	Tiempo de protrombina (TP)	Método CE-IVD
	Tiempo parcial de tromboplastina activada (TTPA)	ACL TOP
	Tiempo de trombina (TT)	PNT06
	Fibrinógeno (QFA)	PNT07
	<i>Coagulometría automatizada</i>	PNT08
	INR	
	TTPA ratio	
	<i>Pruebas calculadas</i>	
	Dímero D (DDHS 500)	
	<i>Inmunoturbidimetría</i>	
	Control de heparina de bajo peso molecular (Anti-Xa)	
	<i>Cromogénico</i>	

ANÁLISIS JUNTO AL PACIENTE (POCT)

Centros donde se llevan a cabo los análisis junto al paciente (POCT)

	Código
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda - Quirófanos, UCI quirúrgica, UCI Médica, Neonatos, Paritorio, Consultas Externas (Neumología), Urgencias.	A

BIOQUÍMICA

ESPÉCIMEN / MUESTRA	PRUEBAS	PROCEDIMIENTO	CÓDIGO
	Método		
Sangre Heparina litio/sodio balanceada:	Gasometría	Método CE-IVD	A
Sangre arterial	pH	ABL 90	
Sangre venosa	pCO ₂	PNT01	
Sangre capilar	pO ₂	PNT02	
	<i>Potenciometría</i>	PNT03	
	<i>Sistema óptico</i>		